



長聲管


2 cm³ 耦合器資料

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

輸出聲壓級


最大
107 dBSPL

HFA
6 dBSPL



醫學增益

最大
33 dB

HFA
2 dB

頻率範圍	0			
總諧波失真	500 Hz 0,2%	800 Hz 0,0%	1600 Hz 0,3%	3200 Hz 0,1%
電池電流	1,15 mA			
等效輸入噪音級	23,9 dB SPL			

短聲管


2 cm³ 耦合器資料

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

輸出聲壓級

最大
108 dBSPL


HFA
98 dBSPL



聲學增益

最大
33 dB

HFA
23 dB



頻率範圍	0			
總諧波失真	500 Hz 0,3%	800 Hz 0,1%	1600 Hz 0,3%	3200 Hz 0,0%
電池電流	1,15 mA			
等效輸入噪音級	21,1 dB SPL			

一般測試資訊

- 電源電壓 1.3 V/阻抗 6.2 Ω
- 使用了特定測量設定。透過音量控制進行 RTS 調整
- 裝置正在以線性模式運行
- 低音量擴展已啟動
- 所有資料均是透過峰力 Target 選配軟體測量設定測得
- 根據內部標準，音訊訊號的延遲時間為 6.2 ms

警告



未經製造商明示核准，不得變更或改裝助聽器。

此類變更可能會導致耳朵或助聽器受損。



兒童耳朵中產生的聲壓級可能明顯高於成年人的平均水平。

建議按照 OSPL90 配准器的正確目標測量 RECD

[illegible]

