



Serenity Choice™ Music

De hoogwaardige gehoorbescherming
van de specialist in de hoorzorg



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Het geluidsniveau van muziek tijdens een concert overschrijdt vaak de veilige limiet van 85 dB. Hogere geluidsniveaus dan dit kunnen gehoorschade veroorzaken, zoals tinnitus, hyperacusis of gehoorverlies op de lange termijn. Serenity Choice™ Music vermindert het geluidsniveau met 17 dB, zodat u tot wel 8 uur lang veilig kunt luisteren naar muziek op 102 dB.



Serenity Choice™ Music is specifiek ontwikkeld voor muzikanten, muzikliefhebbers en concertgangers. De gepatenteerde membraanfiltertechnologie biedt een afgestemde, egale dempingsrespons, zodat alle frequenties tot vrijwel hetzelfde niveau worden gedempt. Dit is geweldig voor muziek, omdat de luisteraar dan niets van het originele geluid mist, maar hier wel veilig naar kan luisteren. Dit maakt Serenity Choice™ Music de beste hi-fi universele eartips die op de markt verkrijgbaar zijn.

Serenity Choice™ Music zorgt dat lucht uw gehoorgang kan blijven bereiken, zodat het occlusie-effect (lage frequentie-accents) wordt geminimaliseerd, terwijl het oor geventileerd blijft voor een optimaal comfort. Serenity Choice™ Music is voornamelijk ontwikkeld voor muziektoepassingen, maar is ook geschikt om bescherming te bieden in lawaaiige omgevingen.

Productspecifieke voordelen

- Een perfecte pasvorm wordt gegarandeerd: Het pakket bevat kleine, middelgrote en grote eartips, terwijl extra grote maten ook beschikbaar zijn op aanvraag.
- Hygiënisch: Akoestische filters zijn uitgerust met geavanceerde gaastechnologie. Ze garanderen dat uw oren op elk moment goedgeventileerd blijven.
- Hypoallergeen: de eartips zijn gemaakt van TPE van medische kwaliteit.
- Waar voor uw geld: de eartips kunnen meerdere keren worden gebruikt.
- Natuurlijk: u kunt blijven genieten van een natuurlijk gehoor, zodat u zich bewust blijft van de omgeving.

17 | 10
SNR | NRR

Geluidsdemping:

Omgevingsgeluid:

Producttoepassingen

- Geniet van muziek op veilige geluidsniveaus
- Helpt gehoorschade voorkomen bij concerten, clubs, uitgaansgelegenheden enz.
- Optimaal comfort
- Minimale occlusie

Inhoud van de doos

- 2 eartips in elke maat: S, M, L
- Twee akoestische filters: 17 dB
- Aluminium bewaardoosje met sleutelhanger
- Meertalige handleiding

Certificatiegegevens Serenity Choice™ Music (KM 20)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Gemiddelde demping (dB)	23,6	22,8	22,7	25,8	22,8	15,8	17,4				
Standaard afwijking (dB)	4,6	5,9	5,3	4,6	5,2	2,6	3,6	15	18	18	17
APV 95% (dB)	19,0	16,9	17,4	21,2	17,6	13,2	13,8				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Gemiddelde demping (dB)	23,8	21,6	21,6	25,8	24,7	15,9	15,6	17,1	13,5	
Standaard afwijking (dB)	2,6	3,2	2,9	4,8	3,9	2,6	3,2	3,0	4,4	
APV 98% (dB)	18,6	15,2	15,8	16,2	16,9	-	10,0	-	7,9	10

