




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)


M Receiver
2 cm³ couplergegevens

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Drukniveau geluid uitvoer



Akoestische versterking




Frequentiebereik	< 100 Hz - 7000 Hz			
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Verwachte bedrijfsduur*	24 u			
Equivalent ingangsruisniveau	19 dB SPL			


P Receiver
2 cm³ couplergegevens

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Drukniveau geluid uitvoer



Akoestische versterking



Frequentiebereik	< 100 HZ - 6700 Hz			
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Verwachte bedrijfsduur*	24 u			
Equivalent ingangsruisniveau	19 dB SPL			

Algemene testinformatie

- Er worden specifieke meetinstellingen gebruikt. RTS-aanpassing met volumeregelaar
- Het apparaat werkt in de lineaire modus
- Expansie op laag niveau is actief
- Tenzij anders aangegeven, zijn alle metingen uitgevoerd met slangetjes van 5 mm en de meetinstellingen van Phonak Target
- De latentie van het vastgestelde audiosignaal is 6,2 ms volgens een interne standaard

⚠ Wijzigingen aan het hoortoestel die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de fabrikant zijn niet toegestaan.
Dergelijke wijzigingen kunnen het oor of het hoortoestel beschadigen.

* Verwachte bedrijfsduur van de oplaadbare batterij is afhankelijk van de actieve functies, het gebruik van draadloze accessoires, gehoorverlies, de leeftijd van de batterij en de geluidsomgeving.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitserland
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)


SP Receiver
2 cm³ couplergegevens

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Drukniveau geluid uitvoer



Akoestische versterking




Frequentiebereik	< 100 Hz - 7000 Hz			
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Verwachte bedrijfsduur*	24 u			
Equivalent ingangsniveau	19 dB SPL			


UP Receiver
2 cm³ couplergegevens

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Drukniveau geluid uitvoer



Akoestische versterking



Frequentiebereik	<100 Hz - 5200 Hz			
Totale harmonische vervorming	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Verwachte bedrijfsduur*	24 u			
Equivalent ingangsniveau	19 dB SPL			

* Verwachte bedrijfsduur van de oplaadbare accu is afhankelijk van de actieve functies, het gebruik van draadloze accessoires, gehoorverlies, de leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitserland
www.phonak.com

A Sonova brand

