

Phonak Audéo™ L.

Productinformatie

Phonak Audéo L is het uitgebreide RIC-portfolio voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies. De Phonak Audéo L komt in drie verschillende uitvoeringen, heeft vier prestatieniveaus en vijf externe receivers waaronder de ActiveVent™ Receiver.

Door de kracht van de innovatieve technologie van het Phonak Lumity-platform zijn de Phonak Audéo L-hoortoestellen de beste oplossingen voor cliënten die kiezen voor een flexibele en discrete RIC-behuizing.



Productbeschrijving



Audéo L-R
Audéo L-R Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RT
Audéo L-RT Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RL
Audéo L-RL Trial
L90/L70/L50/L30

Multifunctieknop		•	•	•
Luisterspoel			•	
Bluetooth®		•	•	•
Hydrofobe coating		•	•	•
IP-certificering		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 inch)	30,3 x 12,6 x 8,1 mm (1,19 x 0,5 x 0,32 inch)	29,5 x 12,9 x 9 mm (1,16 x 0,51 x 0,35 inch)
	Gewicht	2,2 g	2,6 g	2,8 g
Oplaadtijden ²	0% tot 100%	3 uur	3 uur	3 uur
	0% tot 80%	1,5 uur	1,5 uur	2,0 uur
	30 min. aanpassing	15 min.	15 min.	20 min.

S Receiver

Max. Outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	111	111	111
Max. gain (dB)	2 cc coupler	47	47	47
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000

M Receiver

Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	114	114	114
Max. gain (dB)	2 cc coupler	51	51	51
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000

MAV Receiver

Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	119	119	119
Max. gain (dB)	2 cc coupler	50	50	50
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 8000	< 100 - > 8000	< 100 - > 8000

P Receiver

Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	122	122	122
Max. gain (dB)	2 cc coupler	59	59	59
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 6300	< 100 - 6300	< 100 - 6300

UP Receiver

Max. Outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	132	132	132
Max. gain (dB)	2 cc coupler	71	71	71
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - 6100	< 100 - 6100	< 100 - 6100

Kleuren behuizing



P1
Sand
Beige



H0
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver
Gray



P7
Graphite
Gray



P8
Velvet
Black



Q2
Electric
Green



Q3
Caribbean
Pirate



T3
Precious
Pink

¹ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.
² De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij, maar is maximaal 3 uur.

Prestatieniveaus

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
Comfort in echo	•			
Spraak in de auto	•			
Spraak in veel lawaai	•			
Muziek	•	•		
Comfort in lawaai	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Media spraak + mic	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•
Bijkomende programma's				
Max. aantal bijkomende programma's	4	4	4	4
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect + microfoon	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefoongesprekken + mic	•	•	•	•

Funcities	Premium	Advanced	Standard	Essential	
SmartSpeech Technology	SpeechSensor	•			
	Speech Enhancer	•			
	StereoZoom 2.0	•	•		
	Dynamic Noise Cancellation	•	•		
	Motion Sensor Hearing	•	•	•	
	RogerDirect™	•	•	•	•
	ActiveVent™	•	•	•	•
	UltraZoom	•	•	•	•
	EchoBlock	•			
	Tap control				
	- Siri/Google Assistant	•	•		
	- Streaming pauzeren/hervatten	•	•		
	- telefoongesprek opnemen/afwijzen	•	•		
	SoundRelax	•	•		
	DuoPhone	•	•	•	
	Real Ear Sound	•	•	•	
	Gezondheidsfuncties	•	•	•	•
	WindBlock	•	•	•	•
	Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
	Tinnitus Balance	•	•	•	•
	Auto Acclimatization	•	•	•	•
	Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
	SoundRecover2	•	•	•	•
	WhistleBlock	•	•	•	•
	NoiseBlock	•	•	•	•
	QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	
Kanaal voor fijnafstelling	20	20	16	12	


Aanpassing

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 of hoger	8.0 of hoger	8.0 of hoger
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•

Akoestische koppeling

	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP Receiver
Lengte					
Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) links en rechts	•	•	•	•	•
Dome					
Cap dome	•	•		•	
Open dome	•	•		•	
Vented dome	•	•		•	
Power dome	•	•		•	
SlimTip*					
Acryl	•	•		•	
Siliconen	•	•		•	
Titanium AV			•		
Universele AV	Beschikbaar in vier vormen (A, B, C, D)		•		
cShell					
Acryl	•	•		•	•
Titanium	•	•		•	•
Aanpasbereik					

*Extra kanaallengte-optie mogelijk



Phonak SmartSpeech™ Technology

SmartSpeech Technology vertegenwoordigt onze toewijding aan functies die spraakverstaan verbeteren en luisterinspanning verminderen in verschillende luisteromgevingen¹. Ons functie-aanbod omvat onder andere Speech Enhancer, Dynamic Noise Cancellation en Motion Sensor Hearing. Met de Phonak Audéo™ Lumity introduceren we nog eens twee nieuwe functies: StereoZoom 2.0 en SpeechSensor, naast de bestaande voordelen die de ActiveVent™ Receiver en RogerDirect™ technologie te bieden hebben.

Phonak Audéo L Trial

Bij de Phonak Audéo L Trial-hoortoestellen kan het gewenste prestatieniveau snel worden ingesteld om aan uw behoeften te voldoen. Alle niveaus in technologie die beschikbaar zijn in één Phonak Audéo L Trial-hoortoestel bieden u een scala aan opties om al bij de eerste afspraak de juiste hooroplossing aan te bieden of te verbeteren tijdens reparaties.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) ActiveVent™ Receiver biedt de voordelen van open en gesloten akoestiek voor beter spraakverstaan in lawaai en een natuurlijker beleving van de eigen stem. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Thibodeau L.M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023) Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Phonak Audéo L-oplaadmogelijkheden



Phonak Charger Ease

De Phonak Charger Ease is een compacte oplader met magneten in de oplaadpoorten, zodat u de Audéo L-R en RT eenvoudig kunt plaatsen en verwijderen. Deze maakt gebruik van een standaard USB-C-oplaadpoort die oplicht als er stroom wordt toegevoerd.



Phonak Charger Case Go en Phonak Life Charger

De Audéo L-RL is beschikbaar in twee uitvoeringen. Phonak Charger Case Go heeft een interne batterij waarmee twee hoortoestellen tot wel drie keer kunnen worden opgeladen. Beide opladers gebruiken een standaard USB-C-oplaadpoort en de ledlichtjes achterop gaan aan wanneer er stroom op staat.

Uitvoeringen van de Phonak Audéo L Bluetooth®

Rechtstreekse telefoongesprekken/audiostreaming

Draadloze Bluetooth 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

Draadloze Communicatie Portfolio

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Draadloos accessoire			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
RogerDirect™	•	•	•
Apps			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Ga voor meer informatie naar www.phonak.com/audeo-lumity

Ga voor meer informatie over Roger microfoons naar www.phonak.com/roger

Ga voor meer informatie over myPhonak en myPhonak Junior naar www.phonak.com/apps

life is on

Phonak zet zich sinds 1947 in voor behoud van levenskwaliteit door nieuwe akoestische deuren te openen. Sinds de oprichting van het bedrijf, al die jaren geleden, staat één overtuiging centraal: wij denken dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en ontzettend belangrijk is om alles uit het leven te kunnen halen. Horen wordt zelfs rechtstreeks in verband gebracht met sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Vandaag, en in de toekomst, zetten we ons in om het breedste portfolio van innovatieve hooroplossingen te kunnen bieden. En samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonak.com



027-0667-07/N4.00/2023-06/NLG © 2022-2023 Sonova AG All rights reserved