

Phonak Sky™ L.

Productinformatie

Phonak Sky Lumity is het uitgebreide BTE-portfolio voor kinderen met mild tot zeer ernstig gehoorverlies.

Sky L-hoortoestellen, aangedreven door Phonak SmartSpeech™ Technology, zijn de juiste keuze voor kinderen die spraakverstaan willen ervaren op ons meest geavanceerde platform Phonak Lumity.



Productbeschrijving



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30


Batterijmaat		geïntegreerde batterij		675
Led-patronen voor kinderen		•		•
Luisterspoel		•		•
Compatibel met CROS L		•		•
Bluetooth® ¹		•		•
Waterafstotende coating		•		•
IP-certificering		IP68 ²		IP68 ²
Afmetingen	L x B x D	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 inch)		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 inch)
	Gewicht	3,68 g / 0,130 oz		4,60 g / 0,162 oz
Oplaatijden ³	0% tot 100%	3 uur		
	0% tot 80%	1,5 uur		
	30 min. aanpassing	10 min.		
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 HE11 680
Max. Outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	130	129	141 134
Max. versterking (dB)	2 cc coupler	68	69	84 78
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 4700 < 100 - > 4700
Stroomverbruik (mA)				3,3 2,8

Aanpasbereik

- DSL-aanpasbereik voor kinderen
- ADP/NAL-aanpasbereik



Mild tot matig-ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties



Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

¹ Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

² IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van continue onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

³ Werkelijke oplaadtijden zijn afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij en kunnen worden beïnvloed door externe temperaturen.

Prestatieniveaus

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense Sky OS 5.0				
Spraak in veel lawaai	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Muziek	•	•		
Comfort in lawaai	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Media spraak + microfoon	•	•	•	•
Media muziek + microfoon	•	•	•	•
Bijkomende programma's				
Max. aantal extra programma's	4	4	4	4
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Telefoon via luisterspoel ± microfoon ¹	•	•	•	•
Openbare luisterspoel ± microfoon ¹	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect™ + microfoon	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + microfoon	•	•	•	•
Telefoongesprekken + microfoon	•	•	•	•

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SmartSpeech Technology				
Functies				
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Streaming pauzeren/hervatten	•	•		
- Telefoongesprek aannemen/beëindigen	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ en directioneel-instelling*	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Breedbandbooster ¹	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeuringeregeling	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	20	20	16	12

¹ Alleen beschikbaar voor Phonak Sky L-UP

² Alleen beschikbaar voor Phonak Sky L-PR

Aanpassing

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 of hoger	9.0 of hoger
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Akoestische koppeling

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30	
Geluidsuitgang	Standaard toonbocht	Gedempt (HE11 680), transparant en 6 andere kleuren voor kinderen	•	•	
		Niet-gedempt (HE11) alleen in transparant		•	
	Kindvriendelijke toonbocht (mini)	Gedempt (HE11 680), transparant en 6 andere kleuren voor kinderen	•	•	
		Niet-gedempt (HE11) alleen in transparant		•	
	SlimTube 4.0	Beschikbaar in links en rechts in vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)	•		
Oorstukje voor SlimTube Eartip	Eartip	Cap dome	•		
		Open eartip	Beschikbaar in drie formaten (S, M, L)	•	
		Venting eartip	Beschikbaar in drie formaten (S, M, L)	•	
		Power eartip	Beschikbaar in drie formaten (S, M, L)	•	
	SlimTip	Acryl	•		
		Siliconen	•		
Oorstukje voor toonbocht	Oorstukje		•		

Behuizing- en toonbochtkleuren

Behuizing



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Toonbocht



R1
Groen



R2
Geel



R3
Roze



R4
Oranje



Q6
Blauw



Q7
Paars



13
Transparant

Phonak Sky L Trial

De Phonak Sky L Trial-hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. Dit biedt de mogelijkheid om uw cliënt al bij het eerste gesprek te voorzien van een optimale hooroplossing of een vervanger te bieden als het hoortoestel van de cliënt gerepareerd wordt. De Sky L Trial bevat ook een vooraf geïnstalleerde Roger ontvanger voor eenvoudige demonstratie en proeftijd van alle Roger microfoons.

Oplaadopties van de Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR bevat al de Lumity-functies waar u dol op bent en is daarnaast ook nog oplaadbaar. Cliënten kunnen de hele dag genieten van hun gehoor, zelfs als ze streamen*.

*Verwachte batterijduur van 16 uur, waaronder 10 uur gebruik van Roger of audiostreamen.



Phonak Sky L Bluetooth®-uitvoeringen

Rechtstreekse telefoongesprekken/
audiostreamen

Draadloze Bluetooth 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons met Bluetooth.

Draadloze Communicatie Portfolio

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Draadloze accessoires		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger microfoons	•	•
App		
Roger microfoons	•	•

Ga voor meer informatie naar www.phonak.com/sky-lumity

Ga voor meer informatie over Roger microfoons naar www.phonak.com/roger-for-education

Ga voor meer informatie over myPhonak Junior naar www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Sinds 1947 zet Phonak zich in om de levenskwaliteit te behouden door nieuwe akoestische werelden te openen. Zelfs al in deze eerste jaren werd ons bedrijf gedreven door een fundamentele overtuiging: We geloven dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en dus essentieel is om alles uit het leven te halen. Het is zelfs zo dat het zintuig 'gehoor' wordt gekoppeld aan sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. We streven ernaar om het meest uitgebreide portfolio van innovatieve hooroplossingen te bieden, vandaag en in de toekomst. En samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonak.com



027-0697-07/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved