

Phonak Bolero™ Marvel



Liefde op het eerste geluid

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Met Phonak Bolero Marvel introduceren we multifunctionele hoortoestellen die een ‘liefde op het eerste geluid’-ervaring bieden

Liefde op het eerste geluid ... elke dag opnieuw!

Wanneer we het hebben over liefde op het eerste geluid, bedoelen we niet alleen de eerste keer dat uw cliënten Phonak Bolero Marvel uitproberen, maar elke keer dat ze de hoortoestellen dragen. Vanaf het moment dat u voor het eerst Marvel hoortoestellen aanpast, kunnen ze een **ongeevenaarde geluidskwaliteit verwachten**.

Deze nieuwe generatie Phonak-technologie herkent en past zich automatisch aan om precies aan te sluiten bij meer luistersituaties dan ooit tevoren¹. Met AutoSense OS™ 3.0 en Binaural VoiceStream Technology™ in alle modellen kunnen uw cliënten genieten van beter spraakverstaan in lawaai en minder Luisterinspanning.

Belangrijkste kenmerken:


- Uitmuntende geluidskwaliteit vanaf de eerste aanpassing²
- Betere spraakverstaanbaarheid in rumoer³
- Minder luisterinspanning in rumoer⁴
- Hoogste kwaliteit geluidsstreaming⁵

De kracht van oplaadbare technologie

Phonak loopt voorop op het gebied van oplaadbaarheid binnen de hoorsector met de introductie van oplaadbare lithium-ion-accu's. Er zijn ook Marvel hoortoestellen met deze technologie, waardoor ze snel kunnen worden opgeladen en lang mee gaan. Ze gaan automatisch aan wanneer ze uit de oplader worden verwijderd en gaan uit wanneer ze worden teruggeplaatst in de oplaadhouder. Uw cliënten kunnen de hele dag door onbeperkt genieten van horen en streamen.

Belangrijkste kenmerken:

- Gebruiksgemak: geen gedoe meer met wegwerpbatterijen
- Hele dag horen, inclusief streamen
- Supersnel opladen
- Batterij is ontworpen om 6 jaar mee te gaan



Wat maakt Marvel nog wonderbaarlijker?

Phonak Bolero Marvel **kan rechtstreeks verbinding maken met iOS®- of Android™-smartphones, of andere telefoons met Bluetooth®-functionaliteit** om zo elk soort audio naar beide oren te streamen. Uw cliënten kunnen genieten van handsfree telefoongesprekken via ingebouwde microfoons. Daarnaast kan er worden ingesteld dat hoorbare telefoonsignalen ook via de Marvel hoortoestellen worden afgespeeld. Marvel biedt stereo-geluidskwaliteit voor het streamen van muziek, video's, e-books, podcasts en veel meer.



Phonak Bolero Marvel beschikt ook over de bedrijfseigen AirStream™ Technology **voor de best beoordeelde geluidskwaliteit bij het streamen vanaf elke tv en elk stereosysteem.**⁵ Uw cliënten kunnen genieten van tv-programma's en films met behulp van de Phonak TV Connector: een eenvoudige plug-and-play oplossing. Het lijkt op het gebruik van draadloze hoofdtelefoons, maar is misschien nog wel beter omdat de Marvel hoortoestellen nu onderscheid maken tussen gestreamde spraak- en muzieksignalen en zichzelf automatisch aanpassen voor een optimale geluidskwaliteit.

Belangrijkste kenmerken:

- Verbinding met smartphones - iOS en Android
- Verbinding met veel dagelijks gebruikte elektronica
- Hoortoestellen die gebruikt worden als draadloze stereohoofdtelefoons
- Extra lange streamingtijd dankzij AirStream Technology

Roger™ technologie verbetert de hoorprestaties in lawaai en op afstand.⁶ Phonak Bolero Marvel beschikt over RogerDirect™, waarmee Roger technologie rechtstreeks naar Marvel hoortoestellen kan streamen zonder dat er een externe ontvanger bevestigd hoeft te worden.

Belangrijkste kenmerken:

- Marvel en Roger: de optimale oplossing voor uitdagende luistersituaties
- Ontworpen om spraakverstaan te verbeteren in lawaai en over afstand
- Discrete en aantrekkelijke oplossingen

Apps-oloot fantastisch!

Het nieuwe digitale serviceplatform van Phonak is bedoeld om beter in de persoonlijke luisterbehoeften van de cliënten te kunnen voorzien. Dankzij de myPhonak app kunnen uw cliënten ervoor kiezen om informatie met u te delen, u kunt hun luisterervaring in realtime aanpassen, en met de geavanceerde afstandsbedieningsfuncties kunnen uw cliënten hun hoortoestellen aanpassen aan hun persoonlijke behoeften.

Belangrijkste kenmerken:

- Realtime geluidsaanpassing en personalisatie
- Realtime ondersteuning op afstand via video

Telefoongesprekken kunnen lastig zijn, zeker bij achtergrondlawaai. Met de myCall-to-Text app van Phonak kunnen uw cliënten het gesprek horen via hun Marvel hoortoestellen en in realtime lezen wat de persoon aan de andere kant van de lijn zegt. Er is een gratis versie van de myCall-to-Text app verkrijgbaar. Probeer deze app nu uit!

Productbeschrijving




Bolero M-M
Bolero M-M Trial
M90/M70/M50/M30




Bolero M-PR
Bolero M-PR Trial
M90/M70/M50/M30

Batterij		312			
Multifunctieknop		•		•	
Luisterspoel		•		•	
Bluetooth®		•		•	
Nano-coating		•		•	
IP-certificering		IP68 ⁷		IP68 ⁷	
Afmetingen	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3 mm		36,7 x 16,4 x 8,5 mm	
	Gewicht	2,18 g		3,71 g	
Oplaadtijd ⁸	0% tot 100%			3 uur	
	0% tot 80%			1,5 uur	
	30 min. aanpassing			10 min.	
		SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680
Max. uitgangsvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	122	128	127	130
Max. gain (dB)	2 cc coupler	58	63	60	66
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 6500	< 100 - > 8000	< 100 - > 7000	< 100 - > 6800
Stroomverbruik (mA)		1,5	1,6		

Aanpasbereik



Mild tot gemiddeld gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties



Mild tot ernstig gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Kleuren behuizing



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



T7
Alpine White



H0
Beige

⁷ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

⁸ De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de accu, maar is maximaal 3 uur.

Prestatieniveaus

AutoSense OS™ 3.0	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
Rustige situatie	•	•	•	•
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	
Muziek	•	•		
Spraak in veel lawaai ³	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Media spraak + mic	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•
Bijkomende programma's				
Max. aantal bijkomende programma's	3	3	3	3
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Telefoonoproep + mic	•	•	•	•

Functies	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Kanalen voor fijnafstelling	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Acoustically Optimized Venting	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger en directioneel-instelling	•	•	•	

Aanpassing

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50/M30	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 of hoger	6.1 of hoger
Noahlink Wireless	•	•

1 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new and enhanced automatic operating system. Phonak Insight, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

2 Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

3 Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 26 februari 2019.

4 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

5 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 17 oktober 2018.

6 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

Akoestische koppeling

Geluidsuitgang

Toonbocht	Gedempt (HE11 680) transparant
SlimTube 4.0	Beschikbaar in links en rechts en vijf verschillende lengtes (00,0,1,2,3)

Oorstukje voor SlimTube

Dome	Cap dome	
	Open dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
	Vented dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
	Power dome	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
SlimTip	Acryl	
	Siliconen	
	Titanium	

Oorstukje voor Toonbocht

Oorstukje	
Universele eartip	

Phonak Bolero M Trial™

De nieuwe Phonak Bolero M Trial hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. Dit biedt de mogelijkheid om uw cliënt al bij het eerste gesprek te voorzien van een optimale hooroplossing of een vervanger te bieden als het hoortoestel van de cliënt gerepareerd wordt.

Phonak Charger BTE RIC

Om de oplaadbare hoortoestellen Bolero Marvel en Audéo Marvel op te laden. De oplader bevat een ruimte voor grote oorstukjes, ingangen om twee hoortoestellen tegelijkertijd op te laden, een oplaadopening voor USB-C en een indicatielicht.



Phonak Bolero Marvel Bluetooth® versies

Rechtstreekse telefoongesprekken/audiostreaming

Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.

Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Draadloze Communicatie Portfolio

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50/M30	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70M50/M30
Draadloze accessoires		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic™	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger™		
Roger™ microfoons	•	•
App		
myPhonak	•	•
Phonak Guide	•	•
myCall-to-Text	•	•

Ga naar www.phonakpro.com/boleromaravel voor meer informatie over Bolero Marvel

Ga naar www.phonakpro.com/roger voor meer informatie over Roger microfoons

Ga naar www.phonakpro.com/smartapps voor meer informatie over Phonak apps

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonakpro.com