

Phonak Sky™ Link M.

Productinformatie



Productbeschrijving




Sky Link M

Batterijmaat		13
Multifunctieknop		•
Luisterspoel		•
Draadloze Bluetooth® 4.2-technologie		•
Hydrofobe coating		•
IP-certificering		IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 inch)
	Gewicht	4,40 g / 0,155 oz

		HE11	HE11 680
Max. outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	139	133
Max. gain (dB)	2 cc coupler	81	75
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 5000	< 100 - > 5000
Stroomverbruik (mA)		2,1	2,0

Aanpasbereik



Mild tot ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

■ HE11 680

Behuizing- en toonbochtkleuren

Behuizing



P1

Sand Beige



P4

Chestnut



P8

Velvet Black



Q3

Caribbean
Pirate



T3

Precious Pink



M7

Ocean Blue

Toonbocht



R1

Green



R2

Geel



R3

Roze



R4

Oranje



Q6

Blauw



13

Transparant



Q7

Paars

¹ IP68 betekent dat het hoortoestel spatwater- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de tests van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de standaard IEC60529.

Prestatieniveaus

AutoSense Sky OS 3.0

Rustige situatie	•
Spraak in lawaai	•
Comfort in lawaai	•
Muziek	•
Spraak in veel lawaai	•
Spraak in de auto	•
Comfort in echo	•
Media spraak + mic	•
Media muziek + mic	•

extra programma's

Max. aantal extra programma's	4
Comfort in echo	•
Spraak in veel lawaai	•
Spraak in 360°	•
Spraak in lawaai	•
Rustige situatie	•
Comfort in lawaai	•
Niet op het oor dragen mogelijk*	•
Muziek	•
Akoestische telefoon	•
Op maat gemaakt programma	•

Streamingprogramma's

RogerDirect + mic	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•
Telefoongesprekken + mic	•

* Uitsluitend gebruikt bij bimodale aanpassingen

Functies

UltraZoom	•
SNR-boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•
Real Ear Sound	•
Kanalen voor fijnafstelling	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Acoustically Optimized Vent	•
auto Acclimatization	•
Streaming/Mic. balans	•
RogerDirect™	•
Roger en directioneel-instelling	•

Aanpassing

Phonak Target	7.0 of hoger
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•
NOAHLink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akoestische koppeling

Geluidsuitgang	Standaard toonbocht	Gedempt (HE 11 680) transparant en 6 aanvullende kleuren voor kinderen (zie pagina 2)
	Kindveilige toonbocht	Ongedempt (HE 11) transparant en 6 aanvullende kleuren voor kinderen
SlimTube 4.0		Mini gedempt (HE 11 680) transparant en 6 aanvullende kleuren voor kinderen (zie pagina 2)
		Mini ongedempt (HE 11) transparant en 6 aanvullende kleuren voor kinderen
Oorstukje voor SlimTube	SDS 4.0	Beschikbaar in links en rechts en vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)
		Power dome en alle andere domes SDS 4.0 verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)
Oorstukje voor toonbocht	SlimTip	Acryl
		Silicone
Oorstukje voor toonbocht	Oorstukje	
	Universele eartip	

Phonak Trial™

Als er een proeftoestel vereist is, wordt het Phonak Sky M-SP Trial-toestel aangeraden. Dit proeftoestel is niet compatibel met de AB sound processor.

Compatibiliteit

Sky Link M kan worden gebruikt:

- als monaurale aanpassing
- als binaurale aanpassing met twee Sky Link M-hoortoestellen
- als bimodale aanpassing met een Advanced Bionics Sky CI M90 sound processor

Draadloze Communicatie Portfolio

Sky Link M	
Draadloze accessoires	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
Roger microfoons	•
Apps	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

myPhonak Junior is alleen compatibel met Sky Link M in een monaurale configuratie of indien gekoppeld aan een andere Sky Link M.

life is on

Phonak zet zich sinds 1947 in voor behoud van levenskwaliteit door nieuwe akoestische deuren te openen. Sinds de oprichting van het bedrijf, al die jaren geleden, staat één overtuiging centraal: wij denken dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en ontzettend belangrijk is om alles uit het leven te kunnen halen. Horen wordt zelfs rechtstreeks in verband gebracht met sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Vandaag, en in de toekomst, zetten we ons in om het breedste portfolio van innovatieve hooroplossingen te kunnen bieden. Samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

phonak.com

