

Phonak Marvel™ Trådløst tilbehør

Produktinformasjon



Phonak TV Connector er en brukervennlig plug-and-play-løsning for Phonak Marvel-høreapparater. Med vår proprietære Phonak AirStream™-teknologi leverer den streaming av beste lyd kvalitet fra ethvert TV- og stereosystem. Med direkte tilkobling til iOS- og Android-telefoner gjør den brukervennlige Phonak Remote app det også mulig for brukeren å få enda mer ut av Marvel-høreapparatet.

TV Connector – Den brukervennlige streamingenheten for TV og musikk



TV Connector er det enkle grensesnittet til TV og andre lyd-kilder, og støtter direkte tilkobling til Phonak Marvel-høreapparater. Den er designet for å forenkle oppsett og bruk, og den gir overlegen stereolydkvalitet ved hjelp av AirStream™-teknologi. TV Connector kan streamer lyd-signaler over en avstand på opptil 15 meter til et ubegrenset antall lyttere som er tilkoblet samtidig.


Oversikt over funksjoner

- Streaming til begge høreapparatene i stereolyd
- AirStream-teknologi for bedre lyd-kvalitet, lavest mulig forsinkelse på streaming og enklere tilkoblingsmetode
- "Ett-klikk" for å koble til alle kompatible høreapparater innen rekkevidde, uten å manuelt måtte justere høreapparatet
- Simultan streaming til et ubegrenset antall brukere
- For mer diskresjon kan den monteres bak TV-en

Kompatibilitet

- TV Connector er kompatibel med alle trådløse høreapparater fra Phonak med direkte trådløs tilkobling.

Bruke enhetene



Hvis du vil se videoer om hvordan du bruker og konfigurerer TV Connector, kan du gå inn på www.phonakpro.com/tvconnector

Teknisk informasjon



- 1 Tilkoblingsknapp
- 2 Indikatorlys (LED)
- 3 microUSB-strøminngang
- 4 Lydingang for optisk (Toslink) kabel eller analog (3,5 mm kontakt) kabel
- 5 På/av-knapp
- 6 Knapper for volum opp og ned (kalibrering)

Liten kassestørrelse (L: 63 mm x B: 63 mm x H: 12 mm)

Phonak Remote – Den forenkjede fjernkontroll-appen




Phonak Remote app er utviklet for å forbedre brukervennligheten slik at det er mer praktisk når du bruker en fjernkontroll. Det er en enkel kontroll av høreapparatfunksjonene, visualisert på smarttelefonen uten behov for en mellomliggende, kroppsbåret enhet.


Oversikt over funksjoner

- Volumjustering av høreapparatene for begge sider eller individuelt på hver side
- Programliste med direkte valg av tilgjengelige høreapparatprogrammer
- Mulighet for å tilpasse navnet på de tilgjengelige høreapparatprogrammene i appen
- Utvalg av tilgjengelige lydkilder som er koblet til høreapparatene
- Enkel justering av høreapparatets funksjonalitet for omgivelsesbalanse under streaming fra en lydkilde
- Separat justering av tinnitusstøy-intensiteten når den er tilgjengelig på høreapparatet
- Kontroller gjennomsnittlig brukstid for de tilkoblede høreapparatene i appen
- Batteriladestatus (oppladbare høreapparater)
- Konfigurerer av Auto-On når det tas ut av laderen (oppladbare høreapparater)


Hvis du vil se videoer om hvordan du bruker og konfigurerer Phonak Remote app, kan du gå inn på www.phonakpro.com/remoteapp




Volumjustering for hver side



Omgivelsesbalansering av en lydstreaming



Programvalg og tilpasning



Tinnitusstøy-intensitet

Kompatibilitet

- Phonak Remote app er kompatibel med Phonak-høreapparater med Bluetooth®-tilkobling.
- Phonak Remote kan brukes på telefoner med Bluetooth® lavenergiegenskaper (BT-LE) og er kompatibel med iPhone 5s og nyere som bruker iOS-versjon 10.2 eller nyere.
- Phonak Remote kan brukes på Google Mobile Services (GMS)-sertifiserte Android-enheter som støtter Bluetooth 4.2 og Android OS 6.0 og nyere.

Apple, Apple-logoen, iPhone og iOS er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.com