




Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


S Receiver 2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Lydtrykksnivå



Lydforsterkning




Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19			
	dB SPL			


M Receiver 2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Lydtrykksnivå



Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19			
	dB SPL			

Generell testinformasjon

- Det er brukt spesifikke innstillinger for mål. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten fungerer nå i lineær modus
- Ekspansjon på lavt nivå er aktiv
- All informasjon som hentes inn, måles med Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

Advarsler

- ⚠ Dette høreapparatet har et lydtrykksnivå som kan overstige 132 dB SPL. Vær ekstra forsiktig ved tilpasning av apparatet, da det finnes en risiko for at brukerens resterende hørsel kan bli nedsatt.
- ⚠ Endringer eller modifiseringer av høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Denne typen endringer kan skade øret eller høreapparatet.

* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lydmiljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


MAV Receiver 2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Lydtrykksnivå



Lydforsterkning




Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		


P Receiver 2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Lydtrykksnivå



Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - 6300 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		


* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lyd miljøet.

Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


UP Receiver 2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Lydtrykksnivå



Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - 6100 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet brukstid*	18 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lyd miljøet.