

Phonak CROS L-R

Tekniske data

Phonak CROS L-R /Phonak CROS L-R Trial



Phonak CROS L består av en CROS- og BICROS-løsning for personer med permanent hørselstap i ett øre. Den er kompatibel med høreapparatene Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR og Sky L-PR, som er basert på den innovative teknologien i Phonak Lumity-plattformen.

CROS L-R / CROS L-R Trial kan tilpasses med Phonak Target 9.0 og nyere versjoner. Du finner mer informasjon på www.phonak.no

Beskrivelse

Generell informasjon

Vilkår for transport og lagring

Temperaturområde

- Anbefalt: 0 til +20 °Celsius
- Maks.: -20 til +60 °Celsius

Luftfuktighetsområde:

- Anbefalt: 0 % til 60 %
- Maks.: 0 % til 70 %

Atmosfærisk trykkområde: 500 til 1060 hPA

IP-rangering

IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Lyd

Lydkvalitet

22,05 kHz samplingsfrekvens

Båndbredde lyd

100 Hz til 9,5 kHz

Radioinformasjon

Antennetype

Resonant sløyfe-antenne

Driftsfrekvens

2,4-2,48 GHz

Modulasjon

GFSK, GMSK

Utsendt effekt

< 2,5 mW

Brukstilfelle

Direkteoverføring av lyd til mottaker i høreapparat på det andre øret

Bluetooth-versjon

4.2 LE

Rekkevidde

~ 1 m

Anvendte standarder

Europa

Radio

ETSI EN 300 328

EMC

EN/IEC 60601-1-2

ETSI EN 301 489-1, -3, -17

El-sikkerhet

EN/IEC 60601-1

USA

47 CFR del 15.209, 15.249, underdel B, ANSI C63.10

Canada

FCC-ID: KWC-MRP CROS R

RSS-210 utgave 9, RSS-Gen utgave 5, ICES-003

Japan

IC: 2262A-MRP CROS R

Giteki ID 005-102449



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.no

A Sonova brand

PHONAK
life is on