




Phonak Naída L-PR (L90/L70/L50/L30/Trial)

Standard hook HE11 680


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Trykknivå for lydsignal



Lydforsterkning




Frekvensområde	<100 Hz - >5700 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		

SlimTube HE


2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Trykknivå for lydsignal



Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >7100 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		

Generell testinformasjon

- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Alle innhentede data måles med Phonak Target-måleinnstillinger
- Ventetiden til det fastslåtte lydsignalet er 6,2 ms i henhold til en intern standard.

Advarsel

⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lyd miljø.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.no

A Sonova brand

