

Phonak Slim™

Produktinformasjon

Phonak Slim utvider Lumity RIC-porteføljen med en modell for lett til stort hørselstap. Phonak Slim er kompatibel med fire receivere, inkludert ActiveVent™ Receiver.

Phonak Slim-høreapparater drives av den nyskapende teknologien i Phonak Lumity-plattformen og er løsningen for brukerne som foretrekker elegante og unike høreapparater.





Produktbeskrivelse



Slim L-R
L90/L70/L50*/Trial

Flerfunksjonsknapp		•
Telespole		
Bluetooth®		•
Vannavstøtende belegg		•
IP-rangering		IP68 ¹
Ladetider ²	0 til 100 %	3 t
	30 min tilpasning	15 min
S Receiver		
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	111
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000
M Receiver		
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	114
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000
MAV Receiver		
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	119
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	50
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000
P Receiver		
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	122
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6300

*tilgjengelighet avhenger av land

Kassefarger



2A
Silver/Black



3A
Graphite/Black



4A
Copper/Black



6A
Sandalwood/Black

¹ IP68 indikerer at høreapparatet er vann- og støvavstøtende. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
² Faktisk ladetid avhenger av gjennværende batterilevetid, men vil ikke overskride 3 timer.



Funksjonsnivåer

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard*
Komfort i ekko	•		
Tale i bil	•		
Tale i høy støy	•		
Musikk	•	•	
Komfort i støy	•	•	•
Tale i støy	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•
Media tale + M	•	•	•
Media musikk + M	•	•	•
Tilleggsprogrammer			
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4
Komfort i ekko	•		
Tale i høy støy	•	•	
Tale i 360°	•	•	
Tale i støy	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•
Musikk	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•
Streamingprogrammer			
RogerDirect + M	•	•	•
PartnerMic + M	•	•	•
Telefonsamtale + M	•	•	•

Funksjoner	Premium	Advanced	Standard*
SpeechSensor	•		
Speech Enhancer	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Dynamic Noise Cancellation	•	•	
ActiveVent receiver	•	•	•
Motion Sensor Hearing	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
Roger and Directional-streaming	•	•	•
EchoBlock	•		
Tap Control			
- Siri / Google Assistant	•	•	
- Sette streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•	
- Godta/avslutte samtale	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Helsefunksjoner	•	•	•
WindBlock	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•
Tinnituskontroll	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•
Environmental balance	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AOV	•	•	•
Fininnstillingskanal	20	20	16

SmartSpeech™-teknologi

*tilgjengelighet avhenger av land

Tilpasning

	Slim L-R
Phonak Target	8.1 eller nyere
Noahlink Wireless	•



Akustiske parametre

Lengde

Tilgjengelig for venstre og høyre i fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)

S Receiver

M Receiver

MAV Receiver

P Receiver

Dome

Cap dome

Open dome Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

Vented dome Tilgjengelige i tre størrelser (S, M, L)

Power dome Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

SlimTip*

Akryl


Silikon

Titanium AV


Universal AV Tilgjengelig i fire fasonger (A, B, C, D)

Tilpasningsområder


*Tilgjengelig med ekstra kanallengde




Lett til moderat stort hørselstap.



Lett til stort hørselstap.



Lett til stort hørselstap.



Lett til stort hørselstap.

Unik. Elegant. Tilkoblet. Med Phonak Slim.

Phonak Slim er designet med tanke på **livsstilen og komforten** til brukerne. Med vår avanserte SmartSpeech™-teknologi kan kundene dine oppleve **forbedret taleforståelse** i utfordrende lyttesituasjoner¹.

Phonak-løsningene har universelle tilkoblingsmuligheter, slik at brukerne sømløst kan koble seg til verden rundt dem. Med myPhonak-appen kan de ta kontroll over hørselen sin, spore helsedataene sine og få kontakt med audiografen, slik at hørselsklinikken er lett tilgjengelig.

¹ Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0- significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. *Phonak Field Study News* hentet fra <https://www.phonak.com/en-int/professionals/guides/evidence-library>, åpnet februar 2023.

Latzel, M. Et Hobi, S. (2022). Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. *Phonak Field Study News*, under arbeid.

Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404–411.

Ladealternativer for Phonak Slim



Phonak Slim Charger

Phonak Slim Charger er en kompakt lader med magneter i ladesporene, slik at det er enkelt å sette inn og ta ut Phonak Slim. Phonak Slim Charger har en USB-C-ladeport og kompakt utforming og er derfor en praktisk oppbevarings- og ladeløsning.

Phonak Slim Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler / streaming av lyd Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

Trådløs kommunikasjonsportefølje

		Slim L-R L90/L70/L50*/Trial
Trådløst tilbehør	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	RogerDirect™	•
Apper	myPhonak	•

*tilgjengelighet avhenger av land

Du finner mer informasjon på www.phonakpro.com/slim

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på www.phonakpro.com/roger

Du finner mer informasjon om eSolutions på www.phonakpro.com/smartapps



life is on


Phonak har siden 1947 vært dedikert til å opprettholde livskvalitet gjennom nye akustiske verdener. Allerede da bedriften ble stiftet, var vi drevet av en klar overbevisning: Vi tror at god hørsel er lik god livskvalitet og dermed er avgjørende for å kunne leve livet fullt ut. Faktisk er hørselssansen direkte knyttet til sosialt, emosjonelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag, som i fremtiden, er vi glade for å kunne tilby en bred portefølje av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: å forbedre taleforståelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

www.phonak.com



027-0633-10/V3.00/2023-02/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits

