

Phonak Bolero™ Marvel



Kjærlighet ved første lyd

Få mer informasjon på www.phonakpro.com

Med Phonak Bolero Marvel presenterer vi multifunksjonelle høreapparater som formidler ”kjærlighet ved første lyd”-opplevelser

Kjærlighet ved første lyd ... hver eneste dag!

Når vi sier kjærlighet ved første lyd, mener vi ikke bare første gang brukerne dine prøver Phonak Bolero Marvel, men hver eneste gang de tas i bruk. Fra det øyeblikket du tilpasser høreapparatet til brukerne, kan de forvente eksepsjonell **lydkvalitet**.

Denne nye generasjonen Phonak-teknologi gjenkjenner og tilpasser seg automatisk flere lyttesituasjoner enn noen gang tidligere¹. Med AutoSense OS™ 3.0 og Binaural VoiceStream Technology™ i alle modeller kan brukerne nå dra nytte av bedre taleforståelse i støy og bruke mindre energi på å lytte.

Viktige funksjoner:


- Enestående lydkvalitet fra første tilpasning²
- Bedre taleforståelse i støy³
- Redusert energibruk ved lytting i støy⁴
- Svært god lydkvalitet ved streaming⁵

Effekten av oppladbar teknologi

Phonak har revolusjonert teknologier for opplading innen høreapparatbransjen ved å introdusere oppladbare litium-ion-batterier. Marvel-høreapparater er også tilgjengelige med denne teknologien, noe som gir rask lading og lang brukertid. De slår seg på automatisk når de tas ut av laderen, og de slår seg av når de settes tilbake i laderen. Brukerne kan ha tilgang til ubegrenset hørsel og streaming hele dagen.


Viktige funksjoner:

- Brukervennlig – ikke lenger behov for engangsbatterier
- En hel dag med hørsel, inkludert streaming
- Kort ladetid
- Batteriet er laget for å vare i seks år



Hva er det som gjør Marvel enda mer fantastisk?

Phonak Bolero Marvel kan **kobles direkte til enten iOS®- eller Android™-smarttelefoner eller andre Bluetooth®-aktiverede telefoner** for å streame lyd til begge ører. Brukerne kan ha hands-free telefonsamtaler med innebygde mikrofoner. I tillegg kan varsellyder på telefonen bli hørt via Marvel-høreapparatene dersom man ønsker det. Marvel tilbyr også streaming for musikk, videoer, e-bøker, podcaster og mye mer i stereolyd.



Phonak Bolero Marvel har også merkevarebeskyttet AirStream™-teknologi **for streaming av beste lyd kvalitet fra ethvert TV- og stereosystem.**⁵ Brukerne kan se på TV-programmer og filmer med Phonak TV Connector som er en enkel plug and play-løsning. Det er akkurat som å bruke trådløse hodetelefoner – kanskje enda bedre, fordi Marvel-høreapparater kan skille mellom streamede tale- og musikk-signaler og justeres automatisk for optimal lyd kvalitet.

Viktige funksjoner:

- Kan kobles til smarttelefoner – iOS og Android
- Kan kobles til en rekke elektroniske enheter
- Høreapparater som kan brukes som trådløse stereohodetelefoner
- Ekstra lang streamingtid takket være AirStream-teknologien

Roger™-teknologi øker ytelsen i støy og på avstand.⁶ Phonak Bolero Marvel har RogerDirect™ som gjør at Roger-teknologien kan overføre lyd direkte til Marvel-høreapparatene, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.

Viktige funksjoner:

- Marvel og Roger, den optimale løsningen for utfordrende lyttesituasjoner
- Utformet for å bedre taleforståelsen i støy og på avstand
- Diskre og tiltalende løsninger

App-solutely Marvelous!

Phonaks nye digitale serviceplattform er utviklet for å forbedre brukernes personlige lyttebehov. Via myPhonak-appen kan brukerne justere høreapparatenes innstillinger etter eget behov med den avanserte fjernkontrollfunksjonen.

Viktig funksjon:

- Lydjustering og individuell tilpasning

Produktbeskrivelse




Bolero M-M
M90




Bolero M-PR
M90

Batteristørrelse		312			
Flerfunksjonsknapp		•			•
Telespole		•			•
Bluetooth®		•			•
Nano-belegg		•			•
IP-rangering		IP68 ⁷			IP68 ⁷
Mål	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3			36,7 x 16,4 x 8,5
	Vekt	2,18 g			3,71 g
Ladetid ⁸	0 % til 100 %				3 t
	0 % til 80 %				1,5 t
	30 min tilpasning				10 min
		SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	122	128	127	130
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	58	63	60	66
Frekvensområde (Hz)		<100 - >6500	<100 - >8000	<100 - >7000	<100 - >6800
Strømforbruk (mA)		1,5	1,6		

Tilpasningsområde



Lett til moderat stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner



Lett til stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Kassefarger



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



T7
Alpine White



HO
Beige

⁷ IP68 indikerer at høreapparatet er vannbestandig og støvtett. Det tålte å være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
⁸ Faktisk ladetid avhenger av gjenværende batterilevetid, men vil ikke overskride tre timer.

Funksjonsnivåer

AutoSense OS™ 3.0	Premium M90
Stille situasjon	•
Tale i støy	•
Komfort i støy	•
Musikk	•
Tale i sterk støy ³	•
Tale i bil	•
Komfort i ekko	•
Medier, tale + mikrofon	•
Medier, musikk + mikrofon	•
Tilleggsprogrammer	
Maks. tilleggsprogrammer	3
Komfort i ekko	•
Tale i sterk støy	•
Tale i 360°	•
Tale i støy	•
Stille situasjoner	•
Komfort i støy	•
Musikk	•
Akustisk telefon	•
Tilpasset program	•
Streamingprogrammer	
RogerDirect + mikrofon	•
PartnerMic + mikrofon	•
Telefonsamtale + mikrofon	•

Funksjoner	Premium M90
UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Brukerbasert fininnstilling	•
Real Ear Sound	•
Fininnstillingskanaler	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Akustisk optimalisert ventilasjon	•
Tinnitus Balance	•
auto Acclimatization	•
Environmental balance	•
RogerDirect™	•
Innstilling for Roger og retningsmikrofon	•

Tilpasning

	Bolero M-M M90	Bolero M-PR M90
Phonak Target	6.1 eller nyere	6.1 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•

1 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new and enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, publisert 17. oktober 2018.

2 Jansen, S. & Appleton-Huber, J., (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, publisert 17. oktober 2018.

3 Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hentet fra <http://www.phonakpro.com/evidence>, publisert 26. februar 2019.

4 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 17. oktober 2018.

5 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, publisert 17. oktober 2018.

6 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

Akustisk sammenkobling

Lydduttak

Hook	Dempet (HE11 680) transparent
SlimTube 4.0	Leveres i venstre og høyre og fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3)

Ørepropp for SlimTube

Dome	Cap dome	
	Åpen dome	tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
	Ventilert dome	tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
	Power dome	tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
SlimTip	Akryl	
	Silikon	
	Titanium	

Ørepropp for hook

Ørepropp	
Universell ørepropp	

Phonak Charger BTE RIC

For lading av Bolero Marvel og Audéo Marvel oppladbare høreapparater. Laderen har en plass for store ørepropper, åpninger som gjør det mulig å lade to høreapparater samtidig, USB-C-strøminntak og indikatorlys.



Phonak Bolero Marvel Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler/lydavspilling

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Bolero M-M M90	Bolero M-PR M90
Trådløst tilbehør		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic™	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger™		
Roger™-mikrofoner	•	•
App		
myPhonak	•	•
Phonak Guide	•	•

Du finner mer informasjon om Bolero Marvel på www.phonakpro.com/boleromarvel

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på www.phonakpro.com/roger

Du finner mer informasjon om Phonak-appene på www.phonakpro.com/smartapps

Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonakpro.com