

Phonak Naída™ Marvel



Kjærlighet ved første lyd

Få mer informasjon på www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Med Phonak Naída Marvel presenterer vi multifunksjonelle høreapparater som leverer ”kjærlighet ved første lyd”-opplevelser

Når vi sier kjærlighet ved første lyd, mener vi ikke bare første gang brukerne dine prøver Phonak Naída Marvel, men hver eneste gang de tas i bruk. Fra det øyeblikket du tilpasser høreapparatet til brukerne, kan de forvente eksepsjonell hørselsytelse.

Denne nye generasjonen Phonak-teknologi gjenkjenner og tilpasser seg automatisk flere lyttesituasjoner enn noen gang tidligere¹. Med AutoSense OS™ 3.0 og Binaural VoiceStream Technology™ kan brukerne glede seg over bedre minnehenting og redusert energibruk ved lytting i støy.²


Viktige funksjoner:

- Bedre taleforståelse i støy med Roger³
- Redusert energibruk ved lytting i støy*²
- Bedre minnehenting i støy*²
- Verdens første superkraftige høreapparat med klassifisering av streamede lydsignaler¹

Pålitelig

Naída er det mest pålitelige kraftige høreapparatet.⁴ Takket være ekspertteknologi og designkvalitet kan Naída Marvel pålitelig levere kraften som trengs for å håndtere et stort til svært stort hørselstap. Siden lanseringen av vårt første høreapparat i 1978 har vi kontinuerlig laget hørselsløsninger som er utviklet for å forbedre folks liv. Det nye Naída M-SP drives av dokumentert Marvel teknologi og er et førsteklasses høreapparat med dedikerte nøkkelytelsesteknologier som pålitelig leverer kraften som trengs for å håndtere brukernes hørselstap.

Mennesker med stort til svært stort hørselstap er avhengig av høreapparater og krever en løsning som er i stand til å levere. Den robuste kassen lar brukerne fortsette med de daglige aktivitetene sine, vel vitende om at høreapparatene vil fungere pålitelig og tåle selv de tøffeste lyttesituasjoner.



Produktbeskrivelse



Naída M-SP
Naída M-SP Trial
 M90/M70/M50/M30


Batteristørrelse	13
Flerfunksjonsknapp	•
Telespole	•
Bluetooth®	•
Nano-belegg	•
IP-rangering	IP68 ⁵

Mål	L x B x D	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33)
-----	-----------	---

Vekt	4,4 g
------	-------

		HE11	HE11 680
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	139	133
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	81	75
Frekvensområde (Hz)		<100 – >5000	<100 – >5000
Strømforbruk (mA)		2,1	2,0

Tilpasningsområde



Moderat til svært stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner

■ HE11 680

Kassefarger



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



T7
Alpine White



H0
Beige

Funksjonsnivåer

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS 3.0				
Stille situasjon	•	•	•	•
Tale i støy	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	
Musikk	•	•		
Tale i høy støy	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Medier, tale + mikrofon	•	•	•	•
Medier, musikk + mikrofon	•	•	•	•
Tilleggsprogrammer				
Maks. tilleggsprogrammer	3	3	3	3
Komfort i ekko	•			
Tale i høy støy	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjon	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•
Telefonsamtale + mikrofon	•	•	•	•

Funksjoner	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Kanaler for fininnstilling	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Akustisk optimalisert ventilasjon	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Environmental balance	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger og retningsmikrofon-innstilling	•	•	•	

Tilpasning

	Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.2 eller nyere
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akustisk sammenkobling

Lydduttak	Hook	Dempet (HE11 680) eller ikke-dempet (HE11), transparent	
	SlimTube 4.0	Leveres i venstre og høyre og fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3)	
Propp for SlimTube	Dome	Cap dome	
		Åpen dome	tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
		Ventilert dome	tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
		Power dome	tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)
	SlimTip	Akryl	
		Silikon	
		Titanium	
Propp for hook	Ørepropp		
	Universell ørepropp		

Phonak Trial™

De nye Phonak Naída M Trial-høreapparatene kan raskt settes til ønsket funksjonsnivå for å passe til din anbefaling. Dette gir deg muligheten til å utstyre brukeren med den optimale hørselsløsningen allerede ved første avtale, eller å tilby en erstatning mens brukerens høreapparat blir reparert.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 19. februar 2020.
- 2 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuskript under utarbeidelse. Forventet i begynnelsen av 2020.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Kontakt marketinsight@phonak.com hvis du ønsker mer informasjon. Basert på Customer Satisfaction Survey 2017
- 5 IP68 indikerer at høreapparatet er vannbestandig og støvtett. Det tålte å være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.
Bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.
iOS er et varemerke som tilhører Cisco Technology, Inc.
Android er et varemerke som tilhører Google, LLC.

Phonak Naída Marvel Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler/lydavspilling

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Trådløs kommunikasjonsportefølje

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Trådløst tilbehør	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	Roger-mikrofoner	•
App	myPhonak	•
	Phonak Guide	•
	myCall-to-Text	•


Du finner mer informasjon om Naída Marvel på www.phonakpro.com/naidamarvel

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på www.phonakpro.com/roger

Du finner mer informasjon om Phonak-appene på www.phonakpro.com/smartapps

Hva er det som gjør Marvel enda mer fantastisk?

Naída Marvel er verdens første superkraftige bak-øret-apparat med håndfrie samtaler som streamer direkte til iOS, Android eller andre Bluetooth-aktiverte enheter. Brukerne kan ha håndfrie telefonsamtaler med innebygde mikrofoner. I tillegg kan varsler på telefonen høres via høreapparatene. Naída tilbyr også streaming for musikk, videoer, e-bøker, podkaster og mye mer i stereolyd.



Naída har patentert AirStream™-teknologi for å streame fra alle TV- og stereoanlegg. Brukerne kan se på TV-programmer og filmer med TV Connector, en enkel plug and play-løsning. Det er akkurat som å bruke trådløse hodetelefoner – kanskje enda bedre, fordi Marvel høreapparater kan skille mellom streamede tale- og musikkssignaler og justeres automatisk for optimal lyd kvalitet.

Viktige funksjoner:

- Kan kobles til smarttelefoner – iOS og Android
- Kan kobles til en rekke elektroniske enheter
- Høreapparater som brukes som trådløse stereohodetelefoner
- Ekstra lang streamingtid takket være AirStream-teknologien

Roger™-teknologi øker hørselsytelsen i støy og på avstand.³ Phonak Naída Marvel har RogerDirect™ som gjør at Roger-teknologien kan overføre lyd direkte til Marvel-høreapparatene, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.

Viktige funksjoner:

- Marvel og Roger, den optimale løsningen for utfordrende lyttesituasjoner
- Utformet for å bedre taleforståelsen i støy og på avstand
- Diskre og tiltalende løsninger

App-solutely Marvelous!

Phonaks nye digitale serviceplattform er utviklet for å forbedre brukernes personlige lyttebehov. Via **myPhonak-appen** kan brukerne velge å dele informasjon med deg, du kan tilpasse deres lytteopplevelse i sanntid, og med den avanserte fjernkontrollfunksjonen kan brukerne justere høreapparatenes innstillinger etter eget behov.

Viktige funksjoner:

- Lydjusteringer og tilpasning i sanntid
- Videostøtte i sanntid

Telefonsamtaler kan være utfordrende, spesielt med bakgrunnsstøy. Med **Phonak myCall-to-Text-appen** kan brukerne høre samtalen i Marvel-høreapparatene og samtidig, i sanntid, lese hva personen i den andre enden av telefonen sier. En gratis versjon av myCall-to-Text-appen er tilgjengelig. Prøv det nå!

Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet utrettelig med å utvikle banebrytende hørselsløsninger som kan endre folks liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonakpro.com