



PHONAK
life is on

A Sonova brand

Phonak Sky™ Link M.

Produktinformasjon



Produktbeskrivelse




Sky Link M

Batteristørrelse	13
Flerfunksjonsknapp	•
Telespole	•
Bluetooth® 4.2 trådløs teknologi	•
Vannavstøtende belegg	•
IP-rangering	IP68¹
Mål	L x B x D
	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")
	Vekt
	4,40 g

		HE11	HE11 680
Maks. Lydsignal (dB SPL)	2 cc coupler	139	133
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	81	75
Frekvensområde (Hz)		< 100 - > 5000	< 100 - > 5000
Strømforbruk (mA)		2,1	2,0

Tilpasningsområde



Lett til stort hørselstap

■ HE11 680

Kasse- og ørehengerfarger

Kasse



P1
Sand Beige



P4
Chestnut



P8
Velvet Black



Q3
Caribbean
Pirate



T3
Precious Pink



M7
Ocean Blue

Ørehenger



R1
Green



R2
Yellow



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blue



13
Transparent



Q7
Purple

¹ IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

Funksjonsnivåer

AutoSense Sky OS 3.0

Stille situasjon	•
Tale i støy	•
Behagelig i støy	•
Musikk	•
Tale i høy støy	•
Tale i bil	•
Komfort i ekko	•
Media tale + M	•
Media musikk + M	•

Tilleggsprogrammer

Maks. tilleggsprogrammer	4
Komfort i ekko	•
Tale i høy støy	•
Tale i 360°	•
Tale i støy	•
Stille situasjon	•
Behagelig i støy	•
Lydprosessor av øret*	•
Musikk	•
Akustisk telefon	•
Tilpasset program	•

Streamingprogrammer

RogerDirect + mikrofon	•
Phonak PartnerMic™ + M	•
Telefonsamtale + mikrofon	•

* Brukes kun ved bimodal tilpasning

Funksjoner

UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Brukerbasert fininnstilling	•
Real Ear Sound	•
Fininnstillingskanal	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Akustisk optimalisert ventilasjon	•
auto Acclimatization	•
Environmental balance	•
RogerDirect™	•
Roger and directional-innstilling	•

Tilpasning

Phonak Target	7.0 eller nyere
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•
NOAHLINK	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akustisk sammenkobling

Lyduttak	Standard hook	Dempet (HE 11 680) transparent og seks ekstra farger for barn (se side 2)
		Udempet (HE 11) transparent og seks ekstra farger for barn
	Ørehenger med barnesikring	Mini, dempet (HE 11 680) transparent og seks ekstra farger for barn (se side 2)
		Mini, udempet (HE 11) transparent og seks ekstra farger for barn
	SlimTube 4.0	Leveres i venstre og høyre og fem ulike lengder (00, 0, 1, 2, 3)
Ørepropp for	SDS 4.0	Power dome og alle andre domer SDS 4.0
Slim tube		tilgjengelige i tre størrelser (S, M, L)
	SlimTip	Akrylisk
		Silikon
Ørepropp for	Earmold	
hook		
	Universell ørepropp	

Phonak Trial™

Hvis det er behov for en prøveenhet, anbefales prøveenheden Phonak Sky M-SP. Denne prøveenheden er ikke kompatibel med AB-lydprosessoren.

Kompatibilitet

Sky Link M kan brukes:

- som en monoaural tilpasning
- som en binaural tilpasning med to Sky Link M-høreapparater
- som en bimodal tilpasning med en Advanced Bionics Sky CI M90-lydprosessor

Trådløst kommunikasjonsportefølje

	Sky Link M
Trådløst tilbehør	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
Roger-mikrofoner	•
Apper	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

myPhonak Junior er kun kompatibel med Sky Link M hvis den brukes i en monoaural konfigurasjon eller sammenkoblet med en annen Sky Link M.



life is on

Siden 1947 har Phonak jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Allerede da selskapet ble grunnlagt, var vi drevet av en urokkelig overbevisning: Vi mener at god hørsel er ensbetydende med velvære og dermed avgjørende for å leve livet fullt ut. Hørselssansen er faktisk direkte knyttet til sosial, følelsesmessig, kognitiv og fysisk velvære. Både nå og i fremtiden ønsker vi å tilby den bredeste porteføljen av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: å forbedre taleoppfattelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

phonak.com



027-0606-10(V3.00/2024-08/NLG) © 2020-2024 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits

