

# Phonak Virto™ Paradise



Phonak Virto P er en omfattende ITE-portefølje for lett til svært stort hørselstap. Virto P kommer i fire modeller, fire styrkenivåer og fire funksjonsnivåer, inkludert mulighet for støygenerator i alle modellene. Drevet av den innovative teknologien til Phonak Paradise-plattformen, er Virto P-høreapparatene den ideelle løsningen for de brukerne som foretrekker en spesialtilpasset løsning med best hørselsytelse.

Du finner mer informasjon på [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on



## Produktbeskrivelse

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
<b>Styrkenivå</b>				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
<b>Utstyrskonfigurasjon/alternativer/teknologi</b>				
Batteristørrelse	10	10	312	312
Trykknapp (program/volum)	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt	•
EasyPhone (for akustisk telefon)	Valgfritt	•	•	
MiniControl (for endring av program eller volum)	•	•		
Volumkontroll (hjul)		Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
Telespole	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt	
Mikrofonteknologi	Omni	Omni	Omni	Retningsbestemt
IP-rangering (uten VC)	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>		
Bluetooth®				•
Binaural VoiceStream Technology				•

## Farger

### Faceplate-farger



26  
Pink



22  
Cocoa



28  
Brown



06  
Black



26  
Pink



22  
Cocoa



06  
Black

Kun Titanium:  
Skallfarge Titanium Gray og faceplate-farger

### Akrylskallfarger



21  
Transparent



26  
Pink



22  
Cocoa



28  
Brown



06  
Black







R  
Red Transparent



B  
Blue Transparent

### Skalltyper

	 Virto P-Titanium	 Virto P-10 NW O	 Virto P-312 NW O	 Virto P-312
IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC		•	•	
ITC		•	•	
HS		•	•	•
FS		•	•	•

## Funksjonsnivåer

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30	Funksjoner	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
<b>AutoSense OS<sup>®</sup> 4.0</b>					UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Tale i høy støy *	•				Dynamic Noise Cancellation	•			
Tale i bil	•				Speech Enhancer	•			
Komfort i ekko	•				EchoBlock	•			
Musikk	•	•			WindBlock	•	•		
Behagelig i støy	•	•	•		SoundRelax	•	•		
Tale i støy	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Stille situasjon	•	•	•	•	Innstilling for Roger og retningsmikrofon *	•	•	•	
Medier, tale + mikrofon *	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Medier, musikk + mikrofon *	•	•	•	•	Brukerbasert finjustering	•	•	•	•
<b>Tilleggsprogrammer</b>					WhistleBlock	•	•	•	•
Maks. tillagte programmer	4	4	4	4	NoiseBlock	•	•	•	•
Komfort i ekko	•				QuickSync *	•	•	•	•
Tale i høy støy *	•	•			Akustisk optimalisert ventilasjon	•	•	•	•
Tale i 360° *	•	•			Tinnituskontroll	•	•	•	•
Tale i støy	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Stille situasjon	•	•	•	•	Environmental balance	•	•	•	•
Behagelig i støy	•	•	•	•	RogerDirect *	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•	Kanaler for fininnstilling	20	20	16	12
Akustisk telefon	•	•	•	•					
Tilpasset program	•	•	•	•					
<b>Streamingprogrammer</b>									
RogerDirect + mikrofon *	•	•	•	•					
PartnerMic + mikrofon *	•	•	•	•					
Telefonsamtale + mikrofon *	•	•	•	•					

## Tilpasning

Programvare	Phonak Target 7.3 eller nyere
Grensesnitt	Noahlink Wireless, programmeringskabel, HI-PRO, HI-PRO2

\* Kun for Virto P-312

\*\* Kun tilgjengelig i enkelte land

1. IP68 indikerer at apparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

iOS er et varemerke som tilhører Cisco, Inc.


Android er et varemerke som tilhører Google, Inc.

# Akustisk sammenkobling


## Styrkenivå

		M	P	SP	UP **
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	109	115	119	127
Maksimal forsterkning (dB)	2 cc coupler	40	50	60	70
Frekvensområde (Hz)	2 cc coupler	< 100-7000	< 100-6700	< 100-7000	<100-5200
Strømforbruk (mA)	Ikke trådløs	1,1	1,2	1,1	
	Trådløs	1,7	1,8	1,7	1,7


## Tilpasningsområde




For lett til moderat hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner



For lett til moderat/stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner



For moderat til stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner



For moderat til svært stort hørselstap, alle audiometriske konfigurasjoner

# Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW 0 P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
<b>Trådløst tilbehør</b>				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
<b>Roger</b>				
RogerDirect™				•
<b>Apper</b>				
myPhonak				•

Du finner mer informasjon om Virto Paradise på [www.phonakpro.com/virtoparadise](http://www.phonakpro.com/virtoparadise)

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofoner på [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger)

Du finner mer informasjon om Phonak-appene på [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps)




## life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

027-0648-10V2.00/2022-01/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

**sonova**  
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Sveits

   
0459