

Phonak Audeo Fit™

Informacje o produkcie



Nasza najnowsza innowacja z linii Paradise, Audeo Fit, została wyposażona w czujnik tętna, umożliwiającą śledzenie danych dotyczących zdrowia, które można przeglądać za pomocą aplikacji myPhonak. Rejestrując tętno, kroki i poziom aktywności aparaty te pomagają kształtować zdrowe nawyki i poprawiać samopoczucie. Aparaty słuchowe Phonak Audeo Fit odpowiednie do ubytków słuchu od lekkiego do ciężkiego, oparte na zaawansowanej technologii platformy Phonak Paradise, są rozwiązaniem dla tych pacjentów, którzy chcą mieć bezpośredni wgląd w dane dotyczące ich zdrowia.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.phonakpro.pl

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Opis produktu



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

Przycisk wielofunkcyjny		•
Bluetooth®		•
Powłoka hydrofobowa		•
Stopień ochrony IP		IP68 ¹
Wymiary	Długość x szerokość x wysokość	30,6 x 12,3 x 8,1 mm
	Masa	2,23 g
Czasy ładowania ²	0-100%	3 godziny
	Od 0% do 80%	1,5 godziny
	30 minut dopasowania	10 minut
Śłuchawka M		
Maksymalny poziom wyjściowy (dB SPL)		114
Maks. wzmocnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm ³	51
Pasma przenoszenia (Hz)	Sprzęgacz 2 cm ³	<100 - >8000
Śłuchawka P		
Maksymalny poziom wyjściowy (dB SPL)		122
Maks. wzmocnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm ³	59
Pasma przenoszenia (Hz)	Sprzęgacz 2 cm ³	<100 - 6300

Kolory obudowy



P1

Piaskowy



P4

Kasztanowy



P6

Srebrnoszary

¹ IP68 oznacza, że aparat słuchowy jest odporny na działanie wody i pyłu. Przetrwiał zanurzenie w wodzie o głębokości 1 m przez 60 minut oraz 8 godzin w komorze pyłowej, jak to określa norma IEC60529.

² Rzeczywisty czas ładowania zależy od stopnia naładowania akumulatora, ale nie przekroczy 3 godzin.

Poziomy możliwości

	Klasa Pierwsza	Klasa Biznes	Funkcje	Klasa Pierwsza	Klasa Biznes
AutoSense OS™ 4.0	Klasa Pierwsza	Klasa Biznes	UltraZoom	•	•
Komfort w pogłosie	•		Dynamiczna Redukcja Szumu	•	
Mowa w samochodzie	•		Udoskonalenie Mowy	•	
Mowa w dużym hałasie	•		EchoBlock	•	
Muzyka	•	•	Kontrola Tapnięciem		
Komfort w hałasie	•	•	- Siri / Google Assistant	•	•
Mowa w hałasie	•	•	- Wstrzymanie/wznowienie przesyłania strumieniowego	•	•
Spokojne sytuacje	•	•	- Odbiór/zakończenie połączenia telefonicznego	•	•
Media-mowa + mik	•	•	StereoZoom	•	•
Media-muzyka + mik	•	•	WindBlock	•	•
Programy dodatkowe			SoundRelax	•	•
Maks. liczba dodatkowych prog.	4	4	Słyszenie z Czujnikiem Ruchu	•	•
Komfort w pogłosie	•		DuoPhone	•	•
Mowa w dużym hałasie	•	•	Real Ear Sound	•	•
Mowa z 360°	•	•	Ustawienie Roger i Kierunkowość	•	•
Mowa w hałasie	•	•	SoundRecover2	•	•
Spokojne sytuacje	•	•	WhistleBlock	•	•
Komfort w hałasie	•	•	NoiseBlock	•	•
Muzyka	•	•	RogerDirect™	•	•
Telefon akustyczny	•	•	Dopasowanie do Preferencji Użytkownika	•	•
Program indywidualny	•	•	QuickSync	•	•
Programy strumieniowe			AOV	•	•
RogerDirect + mik	•	•	Tinnitus Balance	•	•
PartnerMic + mik	•	•	Auto aklimatyzacja	•	•
Rozmowa telefoniczna + mik	•	•	Balans środowiskowy	•	•
			Kanały dokładnego strojenia	20	20

Funkcje dotyczące zdrowia

	Audéo Fit	Ładowalne aparaty RIC Paradise
Oddzielny czas użytkowania dla każdego aparatu słuchowego	•	•
Średni, łączny czas użytkowania obu aparatów słuchowych	•	•
Średni czas użytkowania w różnych środowiskach akustycznych	•	•
Kroki	•	•
Poziomy aktywności	•	•
Przebyty dystans – chód lub bieg	•	
Tętno	•	
Opcjonalne ustawienie celu dla czasu użytkowania	•	•
Opcjonalne ustawienie celu dla kroków	•	•


Dopasowanie

Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial	
Phonak Target	Wersja 7.3 lub nowsza
Noahlink Wireless	•

Połączenia akustyczne*

Długość	Słuchawka z czujnikiem M	Słuchawka z czujnikiem P
Dostępne w czterech różnych długościach (0, 1, 2, 3), lewa/prawa	•	•
Nakładka		
Nakładka typu kapturek	•	
Nakładka otwarta	•	
Nakładka wentylowana przezroczysta	•	
Wkładka cShell		
Akryl	•	•
Zakresy dopasowania		

* Tylko 8-stykowa słuchawka z czujnikiem i cShell z czujnikiem współpracują z aparatem Audeo Fit.



Phonak Audéo Fit Trial™

W nowych aparatach słuchowych Phonak Audéo P Fit Trial można szybko ustawić wymagany poziom możliwości, który spełni Twoje oczekiwania. Wszystkie poziomy technologiczne w aparacie słuchowym Phonak Audéo P Fit Trial pozwalają już w czasie pierwszej wizyty zaprezentować różne opcje. Aparat ten może też służyć jako urządzenie zastępcze w czasie przeprowadzania napraw.

Opcja ładowania Phonak Audéo Fit



Phonak Charger Case Combi

Phonak Charger Case Combi jest ładowarką, zestawem do suszenia oraz etui ochronnym. Ponadto w solidnej, odpornej na zachlapania obudowie znalazło się też miejsce na szczoteczkę do czyszczenia.



Phonak Power Pack

Aby ładować aparaty słuchowe podczas podróży, do dolnej części Phonak Charger Case Combi można łatwo podłączyć urządzenie Phonak Power Pack.

Phonak Audéo Fit wersje Bluetooth®

Bezpośrednie połączenia tel. /
streaming audio

Telefony z technologią bezprzewodową Bluetooth® 4.2 oraz większość telefonów ze starszymi wersjami technologii Bluetooth

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Portfolio urządzeń do komunikacji bezprzewodowej

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70
Akcesorium bezprzewodowe	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
RogerDirect™	•
Aplikacje	
Aplikacja myPhonak	•

Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.pl/audeoparadise

Więcej informacji na temat mikrofonów Roger znajduje się na stronie www.phonakpro.pl/roger

Więcej informacji znajduje się na stronie www.phonakpro.pl/aplikacje

life is on

W Phonak wierzymy, że dobre słyszenie oznacza dobre samopoczucie i jest ono niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat naszą pasją jest tworzenie świata, w którym „life is on” jest dla wszystkich. Nasze innowacyjne rozwiązania słuchowe są projektowane dla osób w każdym wieku i o każdym stopniu ubytku słuchu, aby mogły nawiązywać relacje z innymi oraz rozwijać się mentalnie i emocjonalnie.


www.phonak.com



7 161338911564839

027-0656-16/V1.00/2022-01/ILG © 2022 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria



0459