

Phonak Audéo™ 1.

Produktinformation

Infinio Ultra är nästa generation hörapparat med extern hörtelefon för personer med lätt till mycket grav hörselnedsättning. Med Infinio Ultra tänjer vi återigen på gränserna för vad AI kan åstadkomma i hörapparater, med framsteg avseende taluppfattning och ljudkvalitet.



Produktbeskrivning



Audéo I-Sphere
Audéo I-Sphere Trial
I90/I70



Audéo I-R
Audéo I-R Trial
I90/I70/I50

Batteri		inbyggt uppladdningsbart	inbyggt uppladdningsbart
Flerfunktionsknapp		•	•
Bluetooth®		•	•
Hydrofobiskt hölje		•	•
IP-klass		IP68 ¹	IP68 ¹
Mått	L x B x D	31,9 x 14,0 x 9,5 mm (1,26 x 0,55 x 0,37")	28,8 x 12,4 x 8,7 mm (1,13 x 0,49 x 0,34")
	Vikt	3,0 g	2,4 g
Laddningstider ²	0 % till 100 %	3,5 tim	3 tim
	0 % till 70 %	2 tim	2 tim
	0 % till 40 %	1 tim	1 tim
	30 min. anpassning	15 min	15 min
S Receiver 6.0			
Max. utnivå (dB SPL)	2cc coupler	112	112
Max. förstärkning (dB)	2cc coupler	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - 10000	<100 - 10000
M Receiver 6.0			
Maximal utnivå (dB SPL)	2cc coupler	114	114
Max. förstärkning (dB)	2cc coupler	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - 10000	<100 - 10000
MAV Receiver 6.0			
Maximal utnivå (dB SPL)	2cc coupler	119	119
Max. förstärkning (dB)	2cc coupler	50	50
Frekvensområde (Hz)		<100 - 9000	<100 - 9000
P Receiver 6.0			
Maximal utnivå (dB SPL)	2cc coupler	122	122
Max. förstärkning (dB)	2cc coupler	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 7500	<100 - 7500
UP Receiver 6.0			
Max. utnivå (dB SPL)	2cc coupler	132	132
Max. förstärkning (dB)	2cc coupler	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100 - 8000	<100 - 8000

Färger



P1
Sand
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver
Gray



P7
Graphite
Gray



P8
Velvet
Black

¹ IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i 8 timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

² Faktisk laddningstid beror på kvarstående batteritid.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

Funktionsnivåer

AutoSense OS™ 7.0	Audéo I-Sphere		Audéo I-R		
	Premium	Avancerad	Premium	Avancerad	Standard
Sfäriskt tal i starkt buller	•	•			
Tal i starkt buller			•		
Musik	•	•	•	•	
Tal i bil	•	•	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•	•	•
Tal i buller	•	•	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•	•	•
Media tal + mik.	•	•	•	•	•
Media musik + mik.	•	•	•	•	•
Övriga program					
Max. ytterligare program	4	4	4	4	4
Sfäriskt tal i starkt buller	•	•			
Tal i starkt buller	•	•	•	•	
Tal i 360°	•	•	•	•	
Tal i bil	•	•	•	•	•
Tal i buller	•	•	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•	•
Individuellt program	•	•	•	•	•
Streamingprogram					
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•	•	•
Funktioner					
Sfärisk taltydlighet 2.0	•	•			
Speech Enhancer	•		•		
SpeechSensor	•	•	•		
StereoZoom 2.0	•	•	•	•	
Dynamic Noise Cancellation	•	•	•	•	
Motion Sensor Hearing	•	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•	•
ActiveVent™	•	•	•	•	•
Inaktivera handsfree-samtal ¹	•	•	•	•	•
Tryckkontroll					
- Siri/Google-assistent	•	•	•	•	
- Pausa/återuppta streaming	•	•	•	•	
- Ta emot/avsluta telefonsamtal	•	•	•	•	
SoundRelax	•	•	•	•	•
DuoPhone	•	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•	•
Hälsofunktioner ²	•	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•	•	•
Tinnitusbalans	•	•	•	•	•
AutoAcklimatisering	•	•	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	20	20	20	16

¹ För miljöer med hög säkerhet, som SCIF (säkerhetsklassat utrymme för känslig information)
² Tillgängligt i kombination med myPhonak

CROS-kompatibilitet

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak CROS I-R och Phonak CROS I-R Trial		•


Anpassning

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak Target	11.1 eller senare	11.1 eller senare
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•

Akustisk koppling

Längd	S Receiver	M Receiver	MAV-hörtelefon	P Receiver	UP Receiver
Tillgänglig i fem olika längder (00, 0, 1, 2, 3), L och R	•	•	• ¹	•	• ¹
Dome					
EasyGuard™ Vented Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	•		•	
Cap dome	•	•		•	
Öppen dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	•		•	
Ventilerad dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	•		•	
Power dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	•		•	
SlimTip					
Akryl	•	•		•	
Silikon	•	•		•	
Titanium AV			• ¹		
Universal AV Tillgänglig i fyra former (A, B, C, D)			• ¹		
cShell					
Akryl	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹
Titanium	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹

Anpassningsområden



För lätt till måttligt grav hörselnedsättning.

För lätt till grav hörselnedsättning.

För lätt till grav hörselnedsättning.

För lätt till grav hörselnedsättning.

För måttlig till mycket grav hörselnedsättning.

¹ Längdalternativ 00 ej tillgängligt

Laddare till Phonak Audéo I



Phonak Charger RIC I



Phonak ChargerGo RIC I



Phonak ChargerGo RIC Sphere I

Kompatibel med Audéo I-R och Audéo I-R Trial	•	•	
Kompatibel med Audéo I-Sphere och Audéo I-Sphere Trial			•
Laddare med inbyggt batteri		•	•

Phonak Audéo I trådlös teknik

Direktstreaming av ljud/telefonsamtal

Bluetooth® Classic Audio

Trådlöst kommunikationsortiment

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial 190/170	Audéo I-R Audéo I-R Trial 190/170/150
Trådlösa tillbehör		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Roger-mikrofonsortiment	•	•
Appar		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Mer information finns på www.phonak.se/audeo-infinio

Mer information om Roger-mikrofoner finns på www.phonak.se/roger

Mer information om myPhonak och myPhonak Junior finns på www.phonak.se/appar



life is on

Sedan 1947 har Phonak arbetat för att förbättra livskvalitet genom att öppna upp nya akustiska världar. Redan när företaget grundades så drevs vi av en formativ övertygelse: Att höra bra är lika med att må bra och är därmed avgörande för att leva sitt liv fullt ut. Hörsel kan faktiskt direkt kopplas till socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Vårt mål, idag och i framtiden, är att kunna erbjuda det bredaste sortimentet med innovativa hörsellösningar. Tillsammans med våra audionomer så fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast: att förbättra taluppfattning, förändra människors liv och ha en positiv inverkan på samhället i sin helhet.

phonak.se



7 16 13 38 9 17 6 4 1 6

027-0712-09/M2.00/2025-03/INLG © 2024 - 2025 Sonova AG All rights reserved