




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)


M Receiver  
2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå



Akustisk förstärkning




|                            |                    |        |          |          |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Frekvensområde             | <100 Hz - 7 000 Hz |        |          |          |
| Total harmonisk distorsion | 500 Hz             | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
|                            | 1,0%               | 1,5%   | 1,0%     | 1,0%     |
| Förväntad drifttid*        | 24 tim             |        |          |          |
| Ekvivalent egenbrus        | 19 dBSPL           |        |          |          |


P Receiver  
2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå



Akustisk förstärkning



|                            |                    |        |          |          |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Frekvensområde             | <100 Hz - 6 700 Hz |        |          |          |
| Total harmonisk distorsion | 500 Hz             | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
|                            | 1,0%               | 1,0%   | 1,0%     | 1,0%     |
| Förväntad drifttid*        | 24 tim             |        |          |          |
| Ekvivalent egenbrus        | 19 dBSPL           |        |          |          |

Allmän testinformation

- Specifika mätinställningar används. RTS-justering med volymkontroll
- Hörapparaten är i linjärt läge
- Lågnivåexpansion är aktiv
- Alla inhämtade data har, om inte annat anges, uppmätts med 5 mm slang och mätinställningar för Phonak Target
- Ljudsignalens fördröjning har fastställts till 6,2 ms enligt en intern standard

⚠ Ändringar eller modifieringar av hörapparaten som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren är ej tillåtna.  
Sådana ändringar kan skada örat eller hörapparaten.

\* Förväntad drifttid för det laddningsbara batteriet beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder och ljudmiljön.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Schweiz  
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)


SP Receiver  
2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå



Akustisk förstärkning




|                            |                    |        |          |          |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Frekvensområde             | <100 Hz - 7 000 Hz |        |          |          |
| Total harmonisk distorsion | 500 Hz             | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
|                            | 1,0%               | 1,0%   | 1,0%     | 1,0%     |
| Förväntad drifttid*        | 24 tim             |        |          |          |
| Ekvivalent egenbrus        | 19 dBSPL           |        |          |          |


UP Receiver  
2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå



Akustisk förstärkning



|                            |                    |        |          |          |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Frekvensområde             | <100 Hz - 5 200 Hz |        |          |          |
| Total harmonisk distorsion | 500 Hz             | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
|                            | 1,0%               | 1,0%   | 1,0%     | 1,0%     |
| Förväntad drifttid*        | 24 tim             |        |          |          |
| Ekvivalent egenbrus        | 19 dBSPL           |        |          |          |

\* Förväntad drifttid för det laddningsbara batteriet beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder och ljudmiljö.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Schweiz  
www.phonak.com

A Sonova brand

