



Phonak Virto™ 1.

Produktinformation för icke-trådlösa modeller

Virto I drivs av Phonak Infinio-plattformens innovativa teknik och är lämpliga för klienter som föredrar en liten, individuellt tillverkad hörapparat.



Produktbeskrivning



Styrkeklass

M	•	•
P	•	•
SP	•	•

Hårdvarukonfiguration/alternativ/teknologi

Batteristorlek	10	10
Skalmaterial	Akryl	Titanium ¹
IP-klass	IP68 ²	IP68 ²
Mikrofonteknologi	Rundupptagande	Rundupptagande
Telespole	Tillval	Tillval
Tryckknapp (Program/Volym)	Tillval	Tillval
Volymkontroll (hjul)	Tillval	
EasyPhone (för akustisk telefon)	•	Tillval
MiniControl (för ändring av program eller volym)	•	•

Färger

Frontplattans färger



26
Pink



14³
Tan



22
Cocoa



28³
Brown



06
Black



Titanium
gray

Titanium – skalfärg

Akrylskalfärger



26
Pink



14
Tan



22
Cocoa



28
Brown



06
Black



R
Red Transparent



B
Blue Transparent



21
Transparent

¹ Tillgänglig med två olika typer av yta: standard eller extra kvarhållning (ERS)

² IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i 8 timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

³ Endast Virto I-10 NW O

Funktionsnivåer

AutoSense OS™ 6.0	Premium Avancerad Standard		
	I90	I70	I50
Musik	•	•	
Tal i bil	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Övriga program			
Max. ytterligare program	4	4	4
Tal i bil	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
Telefon via telespole ± mikrofon	•	•	•
Offentlig telespole ± mikrofon	•	•	•




Funktioner	Premium Avancerad Standard		
	I90	I70	I50
Speech Enhancer	•		
SoundRelax	•	•	•
Roger-kompatibilitet ¹	•	•	•
EasyPhone	•	•	•
WindBlock	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Tinnitusbalans	•	•	•
AutoAcklimatisering	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
AOV	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	20	16

¹ Tillgänglig via Roger Neckloop när valfri telespole är installerad



Anpassning

	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	10.0 eller senare
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Styrkeklasser

		M	P	SP
Maximal utnivå (dB SPL)	2cc coupler	109	115	119
Maximal förstärkning (dB)	2cc coupler	40	50	60
Frekvensområde (Hz)	2cc coupler	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000
Strömförbrukning (mA)		1.1	1.2	1.1
Anpassningsområde				
		För lätt till måttlig hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer	För lätt till måttlig-grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer	För måttlig till grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

Skalstorlek

	 Virto I-10 NW 0	 Virto I-Titanium
IIC	•	•
CIC	•	•
Minikanal	•	
ITC	•	
Halvconcha	•	
Fullconcha	•	

För mer information, besök www.phonak.se/virto-infinio
Information om Roger-mikrofoner finns på www.phonak.se/roger



Trådlös kommunikation

Virto I-10 NW O
190/170/150

Virto I-Titanium
190/170

Roger


Roger Neckloop

•*

•*

* Tillgängligt med telespole





life is on

Sedan 1947 har Phonak arbetat för att förbättra livskvalitet genom att öppna upp nya akustiska världar. Redan när företaget grundades så drevs vi av en formativ övertygelse: Att höra bra är lika med att må bra och är därmed avgörande för att leva sitt liv fullt ut. Hörsel kan faktiskt direkt kopplas till socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Vårt mål, idag och i framtiden, är att kunna erbjuda det bredaste sortimentet med innovativa hörsellösningar.


Tillsammans med våra audionomer så fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast: att förbättra taluppfattning, ändra människors liv och ha en positiv inverkan på samhället i sin helhet.

phonak.se



027-0710-09/M3.00/2025-01/lzm © 2025 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

