



Phonak CROS L.

Produktinformation

Phonak CROS L är en CROS- och BICROS-lösning för personer med hörselnedsättning som inte är förstärkningsbar på ena örat. CROS L används på det öra där ljud inte kan förstärkas och överför ljudet trådlöst till en kompatibel Phonak-hörapparat på örat med bättre hörsel. CROS L har ingen akustisk utnivå.

CROS L är kompatibel med Audéo L-R-, Audéo L-RT-, Naída L-PR och Sky L-PR på Phonak Lumity-plattformen. Mer information finns på www.phonak.se



Produktbeskrivning



CROS L-R
CROS L-R Trial

Batteri		laddningsbar
Flerfunktionsknapp		•
CROS-balans		•
Hydrofobiskt hölje		•
IP-klass		IP68 ¹
Mått	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 tum)
	Vikt	2,2 g
Laddningstider ²	0 % till 100 %	3 tim
	0 % till 80 %	1,5 tim
	30 min. anpassning	15 min.
Kompatibilitet med hörapparat		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR och Sky L-PR

Färger



P1
Sand
Beige



H0
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver
Gray



P7
Graphite
Gray



P8
Velvet
Black



Q2
Electric
green



Q3
Caribbean
Pirate



T3
Precious
Pink

Öroninsatser

Standarddome (CROS Tube)

- Standarddome finns i tre storlekar (S, M, L)
- CROS Tube finns som vänster/höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)

SlimTip (CROS Tube)

- Individuellt tillverkad öroninsats
- CROS Tube finns som vänster/höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)

CROS Tip

- Individuellt tillverkad öroninsats för CROS, finns i fyra olika kabellängder (0, 1, 2, 3)

Laddare till Phonak CROS L-R



CROS L-R kan laddas med en Phonak Charger Ease. Phonak Charger Ease är en laddare med magneter i laddningsspåren som gör det enkelt att sätta i och ta ur CROS L-R. Den har en USB-C-standardladdningsport som lyser när den är strömsatt.

¹ IP68 indikerar att CROS L-R är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i 8 timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

² Faktisk laddningstid beror på kvarstående batteritid, men överskrider inte 3 timmar.

Anpassning

CROS L-R CROS L-R Trial

Phonak Target	9.0 eller senare
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Viktiga funktioner

CROS L kan anpassas med Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR eller Sky L-PR på valfri funktionsnivå. Vilken uppsättning funktioner en användare som använder ett CROS L-system får beror därför huvudsakligen på funktionsnivån hos hörapparaten på örat med bättre hörsel. Ytterligare information finns i produktinformationen för Phonak Audéo L, Naída L eller Sky L.

Phonak SmartSpeech™ Technology

I ett CROS L-system får användaren tillgång till SmartSpeech Technology-funktioner, inklusive **StereoZoom 2.0**, när det används tillsammans med Phonak Lumity.

CROS-balans

Ljudstyrkans förhållande mellan CROS-enheten och hörapparaten kan justeras i Target eller med en kort tryckning på CROS-enhetens flerk Funktionsknapp.

myPhonak och myPhonak Junior

Klienter som har anpassats med en CROS L och en kompatibel hörapparat kan använda apparna myPhonak eller myPhonak Junior.

CROS L-funktion

I kombination med hörapparater som har funktionsnivån premium (90) eller avancerad (70) erbjuder CROS L programmet Tal i starkt buller med StereoZoom 2.0. Se tabellen nedan för en fullständig översikt över vilka mikrofonlägen som tillhandahålls av CROS L, baserat på hörapparaten funktionsnivå.

Hörapparaten funktionsnivå	Tillgängliga mikrofonlägen för CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Rundupptagande
Premium	•	•	•
Avancerad	•	•	•
Standard		•	•

Mer information finns på www.phonak.se/cros-l

Mer information om Audéo L finns på www.phonak.se/audeolumity

Mer information om eSolutions finns på www.phonak.se/apps



life is on


Sedan 1947 har Phonak arbetat för att förbättra livskvalitet genom att öppna upp nya akustiska världar. Redan när företaget grundades drevs vi av en formativ övertygelse: Att höra bra är lika med att må bra och därmed avgörande för att kunna leva sitt liv fullt ut. Hörsel kan faktiskt direkt kopplas till socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Vårt mål, idag och i framtiden, är att kunna erbjuda det bredaste sortimentet med innovativa hörsellösningar. Tillsammans med våra audionomer fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast: att förbättra taluppfattningen, förändra människors liv och ha en positiv inverkan på samhället som helhet.

www.phonak.se



027-0668-09/V2.01/2023-06/ko © 2023 Sonova AG All rights reserved



 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

