

Phonak Naída™ L ●

Produktinformation

Phonak Naída Lumity är bakom-örat-apparater för lätt till mycket grav hörselnedsättning.

Naída L innehåller Phonak SmartSpeech™ Technology och är ett naturligt val för de som behöver mycket förstärkning på vår mest avancerade plattform Phonak Lumity.



Produktbeskrivning



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50



Naída L-SP
Naída L-SP Trial
L90/L70/L50




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50


Batteristorlek		675	13	inbyggt uppladdningsbart
Telespole		•	•	
Kompatibilitet med CROS L				•
Bluetooth®		•	•	•
Hydrofobiskt hölje		•	•	•
IP-klass		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Mått	L x B x D	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 tum)	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 tum)	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 tum)
	Vikt	4,60 g	4,40 g	3,68 g
Laddningstider ²	0 % till 100 %			3 tim
	0 % till 80 %			1,5 tim
	30 min. anpassning			10 min.

		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0
Max. utnivå (dB SPL)	2cc coupler	141	134	139	133	135	130	129
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	84	78	81	75	70	68	69
Frekvensområde (Hz)		< 100 - > 4 700	< 100 - > 4 700	< 100 - > 4 900	< 100 - > 5 700	< 100 - > 7 100	< 100 - > 5 700	< 100 - > 7 100


Anpassningsområde



Grav till mycket grav
hörselnedsättning, alla
audiometriska konfigurationer



Lätt till grav hörselnedsättning,
alla audiometriska konfigurationer



Lätt till måttligt grav
hörselnedsättning, alla
audiometriska konfigurationer

Färger



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black

¹ IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i 8 timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

² Faktiskt laddningstid beror på den kvarstående batteritiden och kan påverkas av temperaturförhållanden.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

Funktionsnivåer

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Avancerad L70	Standard L50
Tal i starkt buller	•		
Tal i bil	•		
Komfort i eko	•		
Musik	•	•	
Komfort i buller	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Media tal + mik.	•	•	•
Media musik + mik.	•	•	•
Övriga program			
Max. ytterligare program	4	4	4
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller	•	•	
Tal i 360°	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
Telefon via t-spole ± mikrofon ¹	•	•	•
Offentlig t-spole ± mikrofon ¹	•	•	•
Streamingprogram			
RogerDirect + mikrofon	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofon	•	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•

Funktioner	Premium L90	Avancerad L70	Standard L50
SpeechSensor	•		
Speech Enhancer	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Dynamic Noise Cancellation	•	•	
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
EchoBlock	•		
Tryckkontroll ²			
- Siri/Google-assistent	•	•	
- Pausa/återuppta streaming	•	•	
- Ta emot/avsluta telefonsamtal	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
UltraZoom	•	•	•
Inställning för Roger™ och riktmikrofon	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•
Hälsofunktioner ^{2,4}	•	•	•
WindBlock	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Tinnitusbalans ⁵	•	•	•
AutoAcklimatisering	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AQV	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	20	16

1 Inte tillgängligt för Phonak Naída L-PR
2 Endast tillgängligt för Phonak Naída L-PR
3 Endast tillgängligt för Phonak Naída L-UP
4 Tillgängligt i kombination med myPhonak
5 Inte tillgängligt för Phonak Naída L-UP

Anpassning

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50
Phonak Target	9.0 eller senare	9.1 eller senare	9.0 eller senare
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHlink	•	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	•	

Akustisk koppling

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50
Ljudutgång	Slangfäste	Dämpat (HE11 680), transparent	•	•	•
	Slangfäste	Odämpat (HE11), transparent	•	•	
	SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster och höger samt i fem olika längder (00,0,1,2,3)		•	•
Öroninsats för SlimTube	Dome	Cap dome		•	•
		Öppen dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)		•	•
		Ventilerad dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)		•	•
	SlimTip	Power dome Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)		•	•
		Akryl		•	•
		Silikon		•	•
Öroninsats för slangfäste	Öroninsats		•	•	•

Phonak Naída L Trial

Phonak Naída L Trial kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Det innebär att du kan optimera dina klients hörapparater redan vid det första besöket eller ge dem en ersättningshörapparat när deras hörapparat repareras. Naída L Trial inkluderar också en förinstallerad Rogermottagare för enkel demonstration och utprovning av valfri Rogermikrofon.

Laddare till Phonak Naída L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR har Lumity-funktionerna samt fördelen att de är laddningsbara.

Dina klienter får en hel dag av lyssnande, inklusive streaming*.

* Förväntad batteritid på 16 timmar, med 4 timmar klassisk BT-streaming och 4 timmars streaming med TV Connector.



Bluetooth®-versioner för Phonak Naída L

Direktstreaming av ljud/samtal

Trådlös Bluetooth 4.2-teknik och många äldre telefoner med Bluetooth

Trådlöst kommunikationssortiment

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50
Trådlösa tillbehör			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
Rogermikrofoner	•	•	•
Appar			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Mer information finns på www.phonak.se/naida-lumity

Information om Roger-mikrofoner finns på www.phonak.se/roger

Mer information om myPhonak och myPhonak Junior finns på www.phonak.se/appar

life is on

Sedan 1947 har Phonak arbetat för att förbättra livskvalitet genom att öppna upp nya akustiska världar. Redan när företaget grundades så drevs vi av en formativ övertygelse: Att höra bra är lika med att må bra och är därmed avgörande för att leva sitt liv fullt ut. Hörsel kan faktiskt direkt kopplas till socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Vårt mål, idag och i framtiden, är att kunna erbjuda det bredaste sortimentet med innovativa hörsellösningar. Tillsammans med våra audionomer fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast: att förbättra taluppfattningen, förändra människors liv och ha en positiv inverkan på samhället som helhet.

www.phonak.se



027-0699-09/V3.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved