




## Phonak Sky L-M (L90/L70/L50/L30/Trial)

### Standard- och minislangfäste HE11 680


#### 2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Ljudtrycksnivå




#### Akustisk förstärkning



Frekvensområde	<100 Hz till >7 800 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %
Strömförbrukning	1,6	mA		
Förväntad drifttid*	107 tim			
Ekvivalent egenbrus	19 dB SPL			

#### Telespolekänslighet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dB SPL




### SlimTube HE


#### 2 cm<sup>3</sup> couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

#### Ljudtrycksnivå




#### Akustisk förstärkning



Frekvensområde	<100 Hz till >8 000 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5 %	1,5 %	2,0 %	1,5 %
Strömförbrukning	1,6	mA		
Förväntad drifttid*	107 tim			
Ekvivalent egenbrus	19 dB SPL			

#### Telespolekänslighet

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dB SPL



#### Allmän testinformation

- Matningsspänning 1,3 V / impedans 6,2 Ω
- Specifika mätinställningar används. RTS-justering med volymkontroll
- Hörapparaten är i linjärt läge
- Lågnivåexpansion är aktiv
- Alla inhämtade data har uppmätts med mätinställningar för Phonak Target
- Ljudsignalens fördröjning har fastställts till 6,2 ms enligt en intern standard

#### Varningar

- ⚠ Ändringar eller modifieringar av hörapparaten som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren är inte tillåtna. Sådana ändringar kan skada örat eller hörapparaten.
- ⚠ Den SPL som utvecklas i barns öron kan vara markant högre än genomsnittet för vuxna. RECD uppmätt för att korrigera målet för audionomen OSPL90 rekommenderas.

\* Batteriets prestanda beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder, ljudmiljö och öroninsats. Observera att drifttiden för icke-uppladdningsbara zink-/luftbatterier kan variera beroende på batterimodell.