

Phonak CROS P

Produktinformation



Phonak CROS P är en lösning för ensidig hörselnedsättning som gör det möjligt för användaren att höra*, oavsett varifrån ljudet kommer**¹. CROS P bärs på det sämre örat för att ta upp ljud och sända dem trådlöst till en Phonak Audéo™ P som bärs på örat med bättre hörsel. CROS P har ingen akustisk utnivå.

CROS P finns i två modeller och är kompatibel med Audéo P-13T-, Audéo P-R- och Audéo P-RT på alla funktionsnivåer. Mer information finns på www.phonakpro.se

* Följ – betyder medvetenhet om konversationer som användaren är uppmärksam på.

** vid användning av ett CROS-system jämfört med ingen hörsel hjälp

¹ Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25. Hämat från <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, åtkommet 9 augusti 2021.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Produktbeskrivning



CROS P-R



CROS P-13

Batteri		laddningsbar	storlek 13
Flerfunktionsknapp		•	•
CROS-balans		•	•
IP-klass		IP68 ¹	IP68 ¹
Mått	L x B x D	28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32")	29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32")
	Vikt	2,1 g (0,07 oz)	1,4 g (0,05 oz)
Laddningstider ²	0 % till 100 %	3 timmar	
	0 % till 80 %	1,5 timmar	
	30 min. anpassning	10 min.	
Kompatibilitet med hörapparat		Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

Färger



P1

Sand Beige



HO

Beige



P3

Sandalwood



P4

Chestnut



P5

Champagne



P6

Silver Gray



P7

Graphite Gray



P8

Velvet Black

Öroninsatser

Standarddome (CROS-slang)

- Standarddome tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
- CROS-slangen är tillgänglig som vänster/höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)

SlimTip (CROS-slang)

- Öroninsats
- CROS-slangen är tillgänglig som vänster/höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)

CROS Tip

- Individuell öroninsats för CROS tillgänglig i fyra olika kabellängder (0, 1, 2, 3)

Phonak CROS P-R laddare

CROS P-R kan laddas tillsammans med Audéo P-R eller Audéo P-RT med antingen Phonak Charger Case Combi eller Phonak Mini Charger Case.

Mer information finns i produktinformationen för Phonak Audéo P.

¹ IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

² Faktisk laddningstid beror på kvarstående batteritid, men överskrider inte 3 timmar.

Anpassning

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9 eller senare	7.1.9 eller senare
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLINK		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Trådlösa tillbehör

Vid användning av trådlösa tillbehör ansluter de till hörapparaten på det bättre örat. När signalen från ett tillbehör är närvarande pausas CROS-signalen och återupptas så snart signalen från tillbehöret upphör.

Läs produktinformationen för Phonak Audéo P för en komplett lista över kompatibla tillbehör.

Viktiga funktioner

CROS P kan användas tillsammans med Audéo P på valfri funktionsnivå. Därför beror funktionerna som en klient med ett CROS P-system får till största del av Audéo P-apparatens funktionsnivå. Mer information finns i produktinformationen för Phonak Audéo P eller ytterligare information.

StereoZoom

StereoZoom kan hjälpa till med att förbättra taluppfattningen i bullriga miljöer¹. StereoZoom är tillgängligt i hörapparater med funktionsnivåerna Premium och Avancerad.

CROS-balans

CROS-balansen justerar ljudstyrkans förhållande mellan CROS och hörapparat.

AutoSense OS™ 4.0

AutoSense OS 4.0 känner automatiskt av lyssningsmiljön i realtid. Den använder flera funktioner och blandar dem med hög precision för att ge en sömlös hörselupplevelse.

¹ Stewart, E., Rakita, L. och Drexler, J. (2019). StereoZoom del 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hämtad från www.phonakpro.se/evidence, augusti 2021

CROS P-prestanda

CROS P har programmet Tal i starkt buller med StereoZoom. Det är tillgängligt i kombination med hörapparater med funktionsnivåerna Premium och Avancerad. För funktionsnivån Standard har CROS P Real Ear Sound och rundupptagande mikrofon. På det bättre örat får CROS P-användare alla fördelar med Paradise-funktionerna.

Hörapparatens funktionsnivå	Tillgängliga mikrofonlägen för CROS P		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Rundupptagande
Premium	•	•	•
Avancerad	•	•	•
Standard		•	•

Mer information finns på www.phonakpro.se/cros-p

Mer information om Audéo P finns på www.phonakpro.se/audeoparadise

life is on

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan känna "life is on". Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

www.phonakpro.se



027-0622-09/V2.00/2021-09/NLG © 2021 Sonova AG All rights reserved