

# Phonak CROS L.

## Ürün Bilgisi

Phonak CROS L, tek kulağında işitme cihazından fayda göremeyecek kadar işitme kaybı olan kişiler için bir CROS ve BiCROS çözümü sunar. CROS L, işitme cihazı kullanılamayan kulağa takılarak sesleri alır ve daha iyi işiten kulağa takılan uyumlu bir Phonak işitme cihazına kablosuz olarak aktarır. CROS L akustik çıkışa sahip değildir.

CROS L, Phonak Lumity platformunun yenilikçi teknolojisinin desteklediği Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR ve Sky L-PR işitme cihazlarıyla uyumludur.  
Daha fazla bilgi için [www.phonak.com](http://www.phonak.com) adresini ziyaret edin



# Ürün açıklaması



CROS L-R  
CROS L-R Trial

|                             |                 |                                               |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Pil                         |                 | şarj edilebilir                               |
| Çok fonksiyonlu düğme       |                 | •                                             |
| CROS dengesi                |                 | •                                             |
| Hidrofobik kaplama          |                 | •                                             |
| IP derecesi                 |                 | IP68 <sup>1</sup>                             |
| Boyutlar                    | U x G x D       | 27,7x 12 x 8,1 mm<br>(1,09 x 0,47 x 0,32 inç) |
|                             | Ağırlık         | 2,2 g (0,08 oz)                               |
| Şarj süreleri <sup>2</sup>  | %0 ila %100     | 3 saat                                        |
|                             | %0 ila %80      | 1,5 saat                                      |
|                             | 30 dak. fitting | 15 dak.                                       |
| İşitme cihazı ile uyumluluk |                 | Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR ve Sky L-PR |

## Kabin renkleri



P1  
Kum  
Beji



H0  
Bej



P3  
Sandal  
Ağacı



P4  
Kestane



P5  
Şampanya



P6  
Gümüş  
Gri



P7  
Grafite  
Gri



P8  
Kadife  
Siyah



Q2  
Electric Green  
(Su Yeşili)



Q3  
Karayip  
Korsanı  
(mavi-gri)



T3  
Precious Pink  
(Açık Pembe)

## Kulaklık seçenekleri

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standart dome (CROS Tube) | <ul style="list-style-type: none"><li>Standart dome üç boyutta mevcuttur (S, M, L)</li><li>CROS Tube sol/sağ ve dört farklı uzunlukta mevcuttur (0, 1, 2, 3)</li></ul> |
| SlimTip (CROS Tube)       | <ul style="list-style-type: none"><li>Kişiyeye özel kulak kalıbı</li><li>CROS Tube sol/sağ ve dört farklı uzunlukta mevcuttur (0, 1, 2, 3)</li></ul>                   |
| CROS Tip                  | <ul style="list-style-type: none"><li>CROS için kişiyeye özel kulak kalıbı, dört farklı kablo uzunluğunda mevcuttur (0, 1, 2, 3)</li></ul>                             |

## Phonak CROS L-R şarj cihazı seçenekleri



CROS L-R, Phonak Charger Ease kullanılarak şarj edilebilir. Phonak Charger Ease, şarj yuvasında CROS L-R'nizi takıp çıkarmanızı kolaylaştıran mıknatıslar bulunan kompakt bir şarj cihazıdır. Güce bağlandığında ışığı yanan standart bir USB-C şarj bağlantı noktası kullanır.

<sup>1</sup> IP68, CROS L-R cihazının su ve toz geçirmez olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.

<sup>2</sup> Gerçek şarj süresi kalan pil ömrüne bağlıdır ancak 3 saati geçmez.

# Fitting

## CROS L-R CROS L-R Trial

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Phonak Target                          | 9.0 veya üzeri |
| Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2 | •              |

## Öne çıkan özellikler

CROS L, herhangi bir performans seviyesinde Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR veya Sky L-PR ile kullanılabilir. Bu nedenle, CROS L sistemini takan bir kullanıcının deneyimleyebileceği özellikler esasen daha iyi işiten kulağa takılan işitme cihazının performans seviyesine bağlıdır. Ek bilgi için lütfen Phonak Audéo L, Naída L veya Sky L ürün bilgilerine bakın.

### Phonak SmartSpeech™ Teknolojisi

Bir CROS L sisteminde kullanıcılar, uyumlu Phonak Lumity cihazları ile kombinasyon sayesinde **StereoZoom 2.0** dahil ilgili SmartSpeech Teknolojisinin özelliklerine erişebilir.

### CROS dengesi

CROS cihazı ile işitme cihazı arasındaki ses yükseklik oranı, Target fitting programı aracılığıyla veya CROS cihazının çok fonksiyonlu düğmesine kısa süreli basma ile doğrudan ayarlanabilir.

### myPhonak ve myPhonak Junior

CROS L cihazı ve uyumlu bir işitme cihazı takılan kullanıcılar, myPhonak veya myPhonak Junior ile uygulama desteğinden yararlanabilir.

## CROS L performansı

Premium ve Advanced performans seviyelerindeki işitme cihazlarıyla kombine edildiğinde CROS L, StereoZoom 2.0 ile Yüksek Sesli Ortamda Konuşma programı sunar. Karşıt işitme cihazının performans seviyesine bağlı olarak CROS L tarafından sağlanan mikrofon modlarına tam genel bakış için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

| İşitme cihazı performans seviyesi | CROS L için mevcut mikrofon modları |                |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   | StereoZoom 2.0                      | Real Ear Sound | Omni direksiyonel |
| Premium                           | •                                   | •              | •                 |
| Advanced                          | •                                   | •              | •                 |
| Standard                          |                                     | •              | •                 |
| Essential                         |                                     |                | •                 |

Daha fazla bilgi için lütfen [www.phonak.com/cros-l](http://www.phonak.com/cros-l) adresini ziyaret edin

Audéo L işitme cihazları hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.phonak.com/audeolumity](http://www.phonak.com/audeolumity) adresini ziyaret edin

eSolutions hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps) adresini ziyaret edin

# life is on

Phonak, 1947'den beri yeni akustik dünyalar açarak yaşam kalitesini korumaya kendini adanmıştır. Daha o zamanlar, kurulduğumuz günlerde, şirketimizi şekillendiren bir inanç vardı: İyi işitmenin sağlıklı eşdeğer olduğuna ve bu nedenle hayatı dolu dolu yaşamak için gerekli olduğuna inanıyoruz. Aslında, işitme duyusu doğrudan sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel esenlikle bağlantılıdır. Gelecekte olduğu gibi bugün de en geniş yenilikçi işitme çözümleri portföyünü sunmak için çalışıyoruz. Ve işitme uzmanlarımızla birlikte en önemli olana odaklanmaya devam ediyoruz: konuşmayı anlamanın iyileştirilmesi, insanların hayatlarının değiştirilmesi ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etki yaratma.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0668-22/V2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG Tüm hakları saklıdır