



röger

Röger™ for utfordrende  
lyttesituasjoner på  
jobben

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Hvorfor Roger?

Dagens høreapparatteknologi gjør en utmerket jobb med å forbedre taleforståelsen. Likevel opplever fortsatt 31 % av høreapparatbrukere at det kan være utfordrende å få med seg det som blir sagt i støyende situasjoner.<sup>1</sup>

Roger-teknologi er designet for å øke ytelsen til høreapparater og cochleaimplantater, uavhengig av bakgrunnsstøy eller avstanden til personen som snakker, ved å fange opp stemmen og overføre den trådløst til lytteren.

### Tilpasser seg lydene

Hvis støynivået øker, tilpasser Roger seg deretter, og sørger for at stemmen til den som snakker er høyere enn bakgrunnsstøyen.

### Forbedret taleforståelse i gruppesamtaler i støy<sup>2</sup>

MultiBeam-teknologi gir deg muligheten til å oppleve svært god taleforståelse i gruppesamtaler i støy.

### Få tilgang til tale fra flere deltakere

MultiTalker Network gjør det mulig å bruke flere Roger-mikrofoner samtidig. På denne måten får du tilgang til tale og samtaler fra flere deltakere.



## Roger kan øke trivselen din

Det vises stadig oftere at behandling av hørselstap er positivt fysisk, kognitivt, sosialt og emosjonelt.<sup>3</sup>


Roger-teknologien gjør at du kan delta og være sosial på aktiviteter og møter, og med tilgang til tale tross støy og avstand, kan du fokusere på arbeidet i stedet for hørselen.

<sup>1</sup> Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.

<sup>2</sup> Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphone in Group Settings. *American Journal of Audiology*, Jun; 31(6): 404–411.


<sup>3</sup> Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. *Hearing Review*, 27, 18–22. <sup>3</sup>

# Allsidighet med Roger




## Møter med få deltakere

Plasser en mikrofon på bordet for å høre hva møtelederen og kollegaene dine sier.



## Møter med mange deltakere

I møter med mange deltakere vil flere Roger-mikrofoner gjøre en god jobb med å fange opp alle stemmene.




## Møter med foredragsholdere

Bruk en bærbar Roger-mikrofon for foredragsholderen sammen med bordmikrofoner for å høre alle deltakerne.




## Seminarer

I stående møter og seminarer der folk beveger seg rundt kan du bruke pekemodus for å fokusere på personen som snakker.



## Én til én

Når du er omgitt av støy eller mange folk, henger du en Roger-mikrofon rundt halsen eller fester den på kragen til kollegaen din.



## Konferansesamtaler

Med Roger-teknologi kan du koble til en bærbar datamaskin, nettbrett eller smarttelefon for å delta og kommunisere i arbeidsmøter og konferansesamtaler.

## Den riktige løsningen for deg

Phonak har designet en serie med Roger-mikrofoner, slik at du kan finne en løsning som passer dine spesifikke behov på jobb.



### Roger On™

Opplev hørselsytelsen med vår nyeste mikrofon. Den kan skille retningen av innkommende tale og har Pekemodus 2.0, slik at den kan gi deg fleksibiliteten til å fokusere på samtalene som virkelig betyr noe. Den kan plasseres på et bord, holdes i hånden eller festes til foredragsholderen. Personlige innstillinger håndteres enkelt med myRogerMic-appen.



### Roger Table Mic II

Designet for møter; flere mikrofoner kan kobles til i et MultiTalker Network for å dekke møter med mange deltakere. Den velger personen som snakker, og bytter automatisk mellom møtedeltakerne.



### Roger Select™

Kan brukes av en foredragsholder eller plasseres på et bord. Dersom flere samtaler finner sted samtidig, kan lytteren manuelt velge hvem hun/han ønsker å lytte til.



### Mottakervalg

I høreapparater med RogerDirect™ kan mottakeren installeres direkte. Det er ikke nødvendig å bruke en ekstern mottaker. For andre typer høreapparater og implantater finnes det flere typer mottakere.



Høreapparat med  
RogerDirect

Roger  
NeckLoop

Design-  
integriert

## Slik får du Roger

Du kan få dekket kostnadene for Roger-systemer. For å søke om Roger-produkter via NAV, må du ha et dokumentert hørselstap/behov for hørselshjelpemidler. Audiografen din, hørselskontakten i din kommune eller NAV hjelpemiddelsentral kan hjelpe deg med søknadsprosessen.

# life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.

[www.phonak.com/roger-solutions](http://www.phonak.com/roger-solutions)



028-1822-10/V3.00/2020-11/NLIG © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

