

Besser Hören in anspruchsvollen Situationen

Phonak führte die Zoomtechnologie ein, um das Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen zu verbessern. Naída S IX verbessert die Sprachverständlichkeit dank der Weiterentwicklung in der exklusiven Zoomtechnologie von Phonak.

Naída S IX bietet drei Zoomfunktionen:



UltraZoom Premium

In geräuschvollen Situationen, in denen mehrere Menschen gleichzeitig sprechen, zoomt UltraZoom automatisch nach vorne. Stimmen von hinten und von der Seite werden reduziert.



StereoZoom

In einer extrem geräuschvollen Situation, in der Sie mit einer Person sprechen, zoomt StereoZoom Ihren Ansprechpartner für mehr Sprachverständlichkeit noch weiter heran.



auto ZoomControl

auto ZoomControl kann z.B. beim Autofahren automatisch auf die Seite oder nach hinten zoomen, damit Sie alle Gesprächspartner mühelos verstehen.

Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen, zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

**Mühevollere Interaktion.
Grenzenlose Kommunikation.
Leben ohne Kompromisse. Life is on.**

www.phonak.com

Fragen Sie Ihren Hörakustiker:



Lesen Sie, was andere sagen:

www.1000reasonsforaida.com

VI.00/2011-02/WU/FO © Phonak AG All rights reserved

Naída S IX

Vertrauen Sie der Power
für besseres Hören



PHONAK

life is on

Der beste Power-Hörgenuss

Naída S ist die neue Power-Hörlösung von Phonak.

Naída S IX ist das komplett ausgestattete Hörgerät für Menschen mit mittel- bis hochgradiger Hörminderung. Lesen Sie hier, wie Sie mit bester Hörbarkeit, stärkster Leistung und ästhetischem Design an Lebensqualität gewinnen.

Mehr Hören

Durch SoundRecover werden die hochfrequenten Töne wieder angenehm hörbar. Mit der leistungsstarken WhistleBlock Technologie werden störende Pfeiftöne (Rückkopplungen) eliminiert.



Mehr Freiheit, immer und überall

Zuverlässige Kommunikation

Naída S IX kombiniert unglaubliche Performance, optimale Form und Wasserresistenz zu unschlagbarer Zuverlässigkeit.

Vielseitige Anbindung

Dank dem drahtlosen Zubehör von Phonak erleben Sie die Anbindung an die Multimediawelt. Ihre Kommunikation privat oder auch am Arbeitsplatz funktioniert wieder so, wie sie sein sollte – unkompliziert. TV, Telefon, MP3-Player, GPS und Computer können problemlos genutzt werden.

Darüber hinaus bietet ein Naída IX die DuoPhone-Funktion, mit der Sie eine Stimme am Telefon sofort auf beiden Ohren hören. Die Sprachverständlichkeit ist beeindruckend und Hintergrundgeräusche werden reduziert.

Durch Verbinden des Phonak TVLink mit Ihrem Naída S IX wird der Fernsehton direkt und kabellos an Ihre Ohren über iCom weitergeleitet. Sie und Ihre Familie können die Lautstärke unterschiedlich regeln und zusammen einen schönen Fernsehabend erleben.

Premium Performance für ein erfülltes Hörerlebnis

| Ihre Wünsche | Unsere Lösungen |
|--|---------------------------|
| Sprache verstehen | |
| Erleben Sie ein volleres Klangspektrum. | SoundRecover |
| Verstehen bei Hintergrundgeräuschen | |
| Automatische Ausrichtung auf Stimmen, die von vorne kommen und Reduzierung von Störgeräuschen von den Seiten und hinten. | UltraZoom Premium |
| Zoomt noch näher an die Stimme einer Person heran und reduziert Störgeräusche zusätzlich. | StereoZoom |
| Gutes Hören, auch wenn Sie den Sprecher nicht ansehen können. | auto ZoomControl |
| Ein angenehmes, störgeräuschfreies Hörerlebnis. | NoiseBlock Premium |
| Verstehen am Telefon und bei anderen Geräten | |
| Beim Telefonieren die Stimme des Anrufers auf beiden Ohren hören. | DuoPhone |
| Eine direkte Anbindung an Mobiltelefone, Fernseher, MP3-Player usw. | iCom, TVLink, Click'nTalk |
| Anpassen an wechselnde Hörumgebungen | |
| Genießen Sie die nahtlose automatische Anpassung an alle Hörsituationen. | SoundFlow Premium |
| Erleben Sie klare und deutliche Klänge in hallenden Hörumgebungen. | EchoBlock |
| Mehr Hörkomfort im Freien. | WindBlock |
| Verhindert störende Pfeifgeräusche. | WhistleBlock |

