

Phonak Baseo™ Q

Phonak Tao™ Q

Les fondamentaux : un son
exceptionnel, un prix réduit





Une base solide

Ces soixante dernières années, Phonak s'est imposé comme premier fournisseur d'aides auditives au niveau international, réputé pour ses innovations, sa technologie avancée et la fiabilité de ses appareils.

Grâce à notre présence mondiale et à notre réseau de partenaires locaux dans plus de 100 pays, nous réussissons à améliorer sans cesse la qualité de vie de nombreux malentendants.

Avec Phonak et votre audioprothésiste, votre parcours pour mieux entendre se présente sous les meilleurs auspices.

Des racines suisses


Chez Phonak, nous sommes fiers de notre héritage suisse. C'est à notre siège, près du lac de Zurich, que les audioprothésistes et les ingénieurs conçoivent, développent et produisent des aides auditives de pointe depuis 1947, notamment certaines des plus petites et des plus perfectionnées du marché. Phonak représente la perfection, la plus haute qualité et la fiabilité.



Les aides auditives modernes d'aujourd'hui vont vous surprendre. Dites adieu aux produits encombrants et aux sifflements gênants d'autrefois. Notre toute dernière génération d'aides auditives comprend des appareils numériques discrets haute-technologie pour une qualité sonore extraordinaire.

Même nos modèles Phonak d'entrée de gamme, Baseo Q et Tao Q, vous offrent les avantages d'un produit d'une qualité de pointe :

- un son exceptionnel
- une écoute confortable dans le bruit
- une fiabilité prouvée



Phonak Baseo Q

Phonak Baseo Q est disponible en quatre modèles de contour d'oreille, chacun ayant un beau boîtier robuste. Le Baseo Q englobe une large palette de besoins auditifs, des pertes auditives légères à sévères.

Des nuances de cheveux et de peau pour plus de discrétion



Phonak Tao Q

Phonak Tao Q existe en trois modèles qu'on porte discrètement à l'intérieur de l'oreille. Chaque Tao Q est produit spécialement pour votre oreille afin de garantir une assise et un confort optimaux.



Veuillez vous adresser à votre audioprothésiste pour plus d'informations sur les couleurs et les options de Phonak Tao Q.

Vos avantages avec la technologie Phonak Quest

Profitez d'un son exceptionnel

Les aides auditives Phonak Baseo Q et Tao Q sont dotées de la technologie de pointe Phonak Quest*, également utilisée dans les produits Phonak les plus avancés.

Baseo Q et Tao Q sont programmés par ordinateur en fonction de votre perte auditive individuelle. Votre audioprothésiste peut ensuite ajuster les paramètres selon vos préférences en 2, 3 ou 4 bandes passantes. Ces réglages sont bien plus précis que ceux d'une aide auditive ajustée manuellement.

Profitez d'une écoute confortable, même dans le bruit

Dans les niveaux de performances Q15 et Q10, Phonak Baseo Q et Tao Q sont dotés de la technologie la plus efficace pour améliorer la compréhension dans le bruit : les microphones directionnels. Ils permettent de réduire le bruit ambiant et d'améliorer votre compréhension d'un interlocuteur situé en face de vous de façon significative, par exemple dans un restaurant bruyant.

Fiabilité prouvée

Baseo Q et Tao Q sont conçus avec nos designs les plus solides, vendus à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Nous les avons améliorés pour que ces compagnons soient encore plus fiables au quotidien, même face à la pluie, la sueur et la poussière.

Comparaison des fonctions par niveau de performances

Phonak Baseo Q15/Q10/Q5

Phonak Tao Q15/Q10

Fonctions clés	Q15	Q10	Q5
Canaux de fréquence	4	3	2
Programmation par ordinateur ultra précise	•	•	•
Option de microphone directionnel	•	•	-
Bobine d'induction	•	-	-
Phonak BassBoost™	•	-	-

Autres fonctions

Phonak LarsenBloc	•	•	•
Phonak NoiseBloc Basic	•	•	•
Programmes manuels	4	3	2
Options de couleurs pour Baseo Q	4	3	2
Options de couleurs pour Tao Q	4	1	-
Compatibilité Roger	•	-	-
Résistant à l'eau IP57**	•	•	•

**L'indice IP57 indique que l'aide auditive est protégée contre l'eau et la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion de 30 min dans 1 m d'eau et après 8 heures dans une pièce poussiéreuse, selon la norme CEI60529. IP57 s'applique uniquement à Phonak Baseo Q.



* D'après une enquête consommateur internationale réalisée par le Phonak Research Center, 90 % des professionnels de l'audition interrogés recommanderaient les aides auditives Phonak Quest.

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.com

