

Phonak Virto Q

L'invisibilità che consente di esplorare con fiducia la vita in tutta la sua ricchezza sonora



Interagire • Noi riteniamo che ogni singola voce sia importante. Le voci rappresentano il nostro collegamento con il mondo e ci consentono di interagire con i nostri cari, gli amici e le persone intorno a noi. Meglio sentiamo e meglio possiamo farci comprendere.



La vostra voce è importante



Abbiamo ascoltato i portatori dei nostri apparecchi per comprendere appieno quale fosse la cosa più importante per loro.* Ogni nuova generazione di apparecchi acustici si basa su questa visione.

Siamo fieri di presentare la nuova gamma di prodotti personalizzati Virto Q di Phonak.

Caratterizzati da un equilibrio perfetto tra performance ed estetica, questi prodotti sono dotati di dimensioni che vanno da piccole ad invisibili, adattandosi allo stile di vita ed alle singole esigenze di coloro che li utilizzano.



Prodotti realizzati su misura per tutti i panorami sonori della vita

Ovunque andiate, qualunque cosa facciate, è importante essere in grado di sentire e di capire in tutta sicurezza.

Facciamo tutto il possibile per soddisfare queste aspettative e consentire ai portatori dei nostri apparecchi acustici di sentire e comprendere al meglio in qualsiasi situazione, anche la più difficile.

I prodotti personalizzati Virto Q di Phonak sono realizzati singolarmente ed elaborati su misura per il canale uditivo dello specifico portatore, in modo da adattarsi alle sue orecchie in modo perfetto e confortevole.

Con Virto Q avrete a disposizione la più ampia scelta di straordinarie funzionalità garantendovi il massimo grado della discrezione.

Comprendere in ogni situazione

Virto Q di Phonak ti aiuta a sentire bene anche nelle condizioni di ascolto più difficili.

Sentire da entrambe le orecchie

L'eccezionale tecnologia Binaurale VoiceStream™ rileva il segnale vocale e garantisce che sia udito chiaramente in entrambe le orecchie. Ciò significa che il portatore sarà in grado di capire meglio in svariate situazioni di ascolto.

Speech in Wind – vi garantisce di poter conversare tranquillamente anche nelle giornate più ventose

Quando si indossano gli apparecchi acustici, il rumore del vento interferisce con la capacità di comprensione del parlato, peggiorando la qualità dell'ascolto. Grazie a Speech in Wind, Virto Q aumenta la capacità di comprendere bene il parlato anche quando c'è il vento.¹

auto StereoZoom – coglie la singola voce che vi interessa sentire in mezzo ad una folla rumorosa

Quando la rumorosità raggiunge un livello tale da rendere difficile la comprensione di una singola persona, auto StereoZoom si attiva automaticamente consentendovi di concentrarvi proprio sulla singola voce che volete.²

DuoPhone – facilita la comprensione al telefono

Quando tenete il ricevitore all'orecchio, la voce viene trasmessa automaticamente anche all'altro orecchio. Sentendo la conversazione da entrambe le orecchie, si ottengono una qualità sonora superiore ed una migliore comprensione.³




¹ Hearing Center Oldenburg (September 2013), Speech in Wind – the speech intelligibility can be improved with the novel binaural algorithm "Speech in Wind".

² Phonak Field Study News (April 2011), StereoZoom: Improved speech understanding even with open fittings.

³ Phonak Field Study News (February 2010), DuoPhone: Easier telephone conversations with both ears.

Comprendere tutto



Godersi le risate, le voci dei bambini o il delicato fruscio delle foglie: tutte cose che arricchiscono il proprio mondo uditivo. Cogliere le sfumature sonore nei diversi ambienti, fa parte della gioia di riscoprire il piacere di una buona capacità uditiva.

Virto Q di Phonak dispone di tecnologie esclusive e collaudate, che supereranno abbondantemente le vostre aspettative.

SoundRecover – per sentire e capire cose nuove ogni giorno

Con SoundRecover i suoni caratterizzati da componenti acute come il cinguettio degli uccelli, il canto dei grilli o il campanello della porta, diventano di nuovo udibili.

UltraZoom – per gustare ogni momento della conversazione

Godetevi il piacere di una conversazione animata, mentre i rumori provenienti dai lati e/o posteriori restano in sottofondo!

Comprendere in pieno comfort



Sappiamo che essere in grado di partecipare alle conversazioni ovunque ci si trovi è la priorità principale; tuttavia anche il comfort ha la sua importanza.

La linea Virto Q di Phonak comprende una miriade di funzionalità in quanto a comfort, che possono adattarsi alle singole esigenze personali e che eliminano in modo efficace gli eventuali rumori fastidiosi e indesiderati.

NoiseBlock – per un maggiore comfort nel rumore

Diminuisce i fastidiosi rumori di fondo come il traffico o il ronzio costante di un ventilatore, senza effetti negativi sulla capacità di comprensione.

SoundRelax – per un'esperienza più rilassante

Attenua i suoni forti improvvisi come una porta che sbatte o il rumore dei piatti in cucina.

WhistleBlock – per un'esperienza di ascolto sempre piacevole

Elimina i fastidiosi fischi per consentire al portatore di rilassarsi e godere di un ascolto migliore.

Una linea di prodotti progettati apposta per voi, con dimensioni da piccole a invisibili

Da 60 anni siamo all'avanguardia nel settore, con l'intento di sviluppare l'equilibrio perfetto fra tecnologie dalle massime prestazioni e il design più discreto. La precisione e la miniaturizzazione hanno portato alla creazione di prodotti che non solo vi aiuteranno a comprendere meglio, ma anche a farlo con maggiore sicurezza.

Virto Q-nano di Phonak - Veramente invisibile

Virto-Q nano di Phonak è l'apparecchio acustico personalizzato più piccolo che sia mai esistito sul mercato; essendo davvero invisibile, garantisce una totale sicurezza. Questi apparecchi forniscono comfort e discrezione con una serie di caratteristiche uniche, per un'esperienza uditiva straordinaria. MiniControl consente di selezionare il programma o regolare facilmente il volume.



Incrementa le performance dei tuoi apparecchi acustici

La moderna tecnologia degli apparecchi acustici rende più piacevoli l'ascolto e la comprensione. Rimangono comunque delle occasioni in cui un aiuto in più può essere utile.

È qui che entra in gioco il Portfolio Accessori Wireless di Phonak.

Roger Pen e Roger Clip-On Mic – questi microfoni wireless riducono l'intenso rumore di fondo e trasmettono il suono nitido che si vuole sentire direttamente agli apparecchi acustici.

Telefono cordless (DECT) Phonak – ha l'aspetto di un telefono normale, ma è in effetti molto più potente, poiché trasmette simultaneamente il suono ad entrambi gli apparecchi acustici, riducendo il rumore e aumentando al massimo la comprensione.

Phonak ComPilot e RemoteMic – permette di godere di conversazioni al cellulare e di sentire con estrema nitidezza l'audio di dispositivi multimediali. L'aggiunta di Phonak RemoteMic perfeziona la conversazione uno-a-uno a distanza.

Phonak TVLink S – trasforma gli apparecchi acustici Phonak in una cuffia TV wireless di qualità stereo.

Resterete impressionati dalla quantità di cose che potrete sentire in situazioni critiche.

Chiedete il meglio

Virto Q di Phonak offre vari modelli e livelli di performance. È inoltre compatibile con il nostro Portfolio Accessori Wireless Phonak. Insieme al vostro audio-protésista, è possibile scegliere la soluzione migliore e più adatta al vostro stile di vita ed al vostro grado di ipoacusia.



Life is on

Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre idee e dalla nostra attenzione. E sfidando con creatività i limiti della tecnologia, sviluppiamo innovazioni che aiutano le persone a sentire, comprendere e vivere la vita in tutta la sua ricchezza.

Interagire liberamente. Comunicare con fiducia. Vivere senza limiti. Life is on.

www.phonak.com