

De brug naar beter verstaan

Wat is Roger?

Roger is een digitale, draadloze standaard die speciaal is ontwikkeld om uw hoorprestaties te verbeteren¹.

Communiceren

Het moderne klaslokaal kan een gecompliceerde luisteromgeving zijn. Het is ook een plek waar goede communicatie van essentieel belang is voor succes.

Deelnemen

Wanneer u geconfronteerd wordt met gehoorverlies, wordt u een expert in het vermijden van moeilijke luistersituaties. Dit kan veel tijd en energie vergen en beperkt u vaak in het volledig deelnemen en bijdragen aan gesprekken met klasgenoten.

Bijdragen

Draadloze Roger microfoons kunnen in combinatie met de bestaande hoortoestellen worden gebruikt, om u een oplossing te bieden die uw hoorprestaties verbetert en het voor u eenvoudiger maakt om bij te dragen aan de les.

¹Mülder, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 14 november 2017.

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.com



Draadloze Roger™ oplossingen voor het onderwijs

028-1823-07/2018-01/NLG Printed in XX © 2018 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Als u zich kunt focussen op uw studie in plaats van op uw gehoor, life is on

Zelfs de meest krachtige hoortoestellen hebben beperkingen. Het Roger portfolio bestaat uit draadloze microfoons en ontvangers. Ze vangen de stem van de spreker op en zenden deze naar de ontvangers die zijn aangesloten op uw hoortoestellen, zodat u spraak op afstand en in lawaai duidelijk kunt horen.

Roger microfoons



Roger Table Mic II

Ontworpen voor allerlei besprekingen; er kunnen meerdere microfoons worden aangesloten voor grote groepen.



Roger Select™

Een veelzijdige microfoon die automatisch de persoon selecteert die aan het woord is en die over Bluetooth® beschikt voor het voeren van telefoongesprekken.



Roger Pen™

Een handige, draagbare microfoon met Bluetooth voor telefoongesprekken.

Roger ontvangers



Design-geïntegreerde Roger

Kan worden vastgeklikt op Phonak-hoortoestellen en bepaalde implantaten.



Roger X

Universele mini-ontvanger.



Roger MyLink

Neklusontvanger voor hoortoestellen of implantaten met een luisterspoel.

Situaties met achtergrondlawaai of waarin de geluidsbron verder weg is, zijn de situaties waarin Roger echt uitblinkt:

Besprekingen in kleine groepen




Besprekingen in kleine groepen kunnen overweldigend zijn voor studenten met hoortoestellen. Plaats gewoon één microfoon op de tafel en hoor uw klasgenoten duidelijker.

Besprekingen in grote groepen



Bij een bespreking in een grote groep heeft u mogelijk meer dan één tafelmicrofoon nodig. U kunt zoveel Roger Table Mic II gebruiken als nodig zijn.


College van een docent



Leerkrachten bevinden zich vaak op een afstand van het publiek. Wanneer de presentator een Roger Select draagt, werkt deze naadloos samen met de tafelmicrofoon.


Overige situaties waarin Roger u helpt communicatieproblemen het hoofd te bieden:

Eén-op-één-gesprek bij lawaai




In een omgeving met veel afleidende geluiden hangt u de Roger microfoon om de nek van een klasgenoot of bevestigt u deze op zijn/haar kleding.

Multimedia



In het onderwijs wordt veel gebruikgemaakt van videoconferenties en webinars. Sluit eenvoudigweg de Roger Table Mic II aan met behulp van de audiokabel.

Telefoongesprekken



Door de Roger Pen of Roger Select met uw telefoon te verbinden via Bluetooth, kunt u telefoongesprekken rechtstreeks in uw hoortoestellen of implantaten horen.