

Als u zich kunt focussen op het werk  
in plaats van op uw gehoor, life is on

### Communiceren

De moderne werkplek kan een gecompliceerde  
luisteromgeving zijn. Het is ook een plek waar goede  
communicatie van essentieel belang is voor succes.

### Deelnemen

Wanneer u geconfronteerd wordt met gehoorverlies,  
wordt u een expert in het vermijden van moeilijke  
luistersituaties. Dit kan veel tijd en energie vergen,  
en beperkt u vaak in het volledig deelnemen  
en bijdragen aan gesprekken met collega's.

### Bijdragen

Draadloze Roger microfoons kunnen in combinatie  
met de bestaande hoortoestellen worden gebruikt,  
om u een oplossing te bieden die uw hoorprestaties  
verbetert en het voor u eenvoudiger maakt om bij  
te dragen op uw werk.

### Nieuwe, baanbrekende MultiBeam-technologie

Roger Select en Roger Table Mic II bevat  
MultiBeam-technologie.

Door gebruik te maken van microfoons die geluid  
vanuit zes richtingen opvangen, kan spraak in een  
straal van 360° worden opgevangen en berekend.

De richting met de helderste spraak wordt  
automatisch geselecteerd.

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het  
allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen.  
Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van  
anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met  
behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



## Draadloze Roger™ oplossingen op het werk

# De brug naar beter verstaan

Zelfs de meest krachtige hoortoestellen hebben beperkingen. Het Roger portfolio bestaat uit draadloze microfoons en ontvangers. Ze vangen de stem van de spreker op en zenden deze naar de ontvangers die zijn aangesloten op uw hoortoestellen, zodat u spraak op afstand en in lawaai duidelijk kunt horen.

## Roger microfoons



### Roger Table Mic II

Ontworpen voor vergaderingen; er kunnen meerdere microfoons worden aangesloten voor grote vergaderingen.



### Roger Select™

Een veelzijdige microfoon die automatisch de persoon selecteert die aan het woord is en die over Bluetooth® beschikt voor het voeren van telefoongesprekken.



### Roger Pen™

Een handige, draagbare microfoon met Bluetooth voor telefoongesprekken.

## Roger ontvangers



### Design-geïntegreerde Roger

Kan worden vastgekleefd op Phonak-hoortoestellen en bepaalde implantaten.



### Roger X

Universele mini-ontvanger.




### Roger MyLink

Neklusontvanger voor hoortoestellen of implantaten met een luisterspoel.

Situaties met achtergrondlawaai of waarin de geluidsbron verder weg is, zijn de situaties waarin Roger echt uitblinkt:

## Kleine vergaderingen




Kleine vergaderingen kunnen overweldigend zijn voor mensen met hoortoestellen. Plaats eenvoudigweg één microfoon op de vergadertafel en hoor uw collega's duidelijker.

## Grote vergaderingen



In grote vergaderingen kunnen meerdere Roger Table Mic II worden gebruikt om alle stemmen op te vangen.


## Vergaderingen met hoofdsprekers



Wanneer de presentator een Roger microfoon draagt die compatibel is met de tafelmicrofoon, kunt u de spraak van alle deelnemers duidelijk horen.


Overige situaties waarin Roger u helpt communicatieproblemen het hoofd te bieden:

## Eén-op-één-gesprek bij lawaai




In een omgeving met veel afleidende geluiden hangt u de Roger microfoon om de nek van een collega of bevestigt u deze op zijn/haar kleding.

## Multimedia



Videoconferentiesystemen en internettelefonie worden regelmatig gebruikt op de werkvloer. U hoeft alleen de Roger microfoon aan te sluiten met de audiokabel.

## Telefoongesprekken



Door de Roger Pen of Roger Select met uw telefoon te verbinden via Bluetooth, kunt u telefoongesprekken rechtstreeks in uw hoortoestellen of implantaten horen.