

Speels design

Dankzij een exclusief Mix & Match-concept, met toonbochten in zeven kleuren en hoortoestel-behuizingen in veertien kleuren, bieden we elk kind de mogelijkheid om een hoortoestel te ontwerpen dat bij zijn of haar persoonlijkheid past.



Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.com/kids

Phonak Sky™ B-PR



Gewoon 24 uur hoorgenot voor een kind op één accu. Life is on.

¹ Flexer, C. (2018). The ears are doorways to the brain.

Phonak Insight, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 19 februari 2018.

² Rakita, L. (2016). AutoSense OS: Hearing well in every listening environment has never been easier. *Phonak Insight*. Afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 19 februari 2018.

³ Latzel, M. (2016). AutoSense OS - Benefit of the next generation of technology automation. *Phonak Field Study News*, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 19 februari 2018.

⁴ Stephenson, B., Omisore, D., Pedersen, H. M. en Taphuntsang (2016). The Phonak rechargeable solution. *Field Study News*, afkomstig van www.phonakpro.com/evidence, bekeken op 19 februari 2018.

sonova
HEAR THE WORLD



028-1767-07/V1.00/2018-02/NLG Printed in XXXX © 2018 Sonova AG All rights reserved

A Sonova brand

PHONAK
life is on

O oplossingen van Phonak voor kinderen:

Dé manier om kinderen van al hun capaciteiten te laten genieten

We denken vaak dat we met onze oren horen, maar we horen eigenlijk met onze hersenen.¹ Onze oren helpen ons om geluiden naar het de hersenen te zenden en kunnen daarom worden beschouwd als 'toegangspoorten' tot de hersenen.

Wanneer u aan gehoorverlies denkt, zou u het kunnen zien als een 'toegangspoort-probleem': een blokkering die voorkomt dat belangrijke auditieve informatie de hersenen bereikt.

Phonak heeft unieke, bewezen oplossingen voor kinderen ontwikkeld, die deze geblokkeerde toegangspoorten openen en heldere en duidelijke signalen verzenden. Hierdoor krijgt uw kind toegang tot de miljoenen woorden en duizenden uren aan luisteren, die vereist zijn om gesproken taal, lees- en schrijfvaardigheid en leervaardigheid in het algemeen te ontwikkelen.

Eenvoudige, optimale hoorprestaties

Bij Phonak zetten we ons in om het leven te vereenvoudigen. We begrijpen dat de hoortoestellen van uw kind automatisch de beste geluidskwaliteit moeten kunnen bieden, zich naadloos moeten kunnen aanpassen aan elke omgeving en bij de actieve levensstijl van uw kind moeten kunnen passen.^{2, 3}

Kinderen de hele dag controle geven

Sky B-PR is het eerste oplaadbare hoortoestel dat speciaal voor kinderen is ontwikkeld. Hij is uitgerust met een geïntegreerde lithium-ion-accu en maakt het leven eenvoudiger door ongeëvenaarde voordelen te bieden voor kinderen met een hoortoestel.⁴

- **Snel opgeladen** – Volledig opgeladen in slechts drie uur. Nadat hij 30 minuten is opgeladen, gaat de accu al zes uur mee
- **Lange duur** – Een volledig opgeladen accu gaat de hele dag mee*, zelfs na 10 uur gebruik van Roger™** gedurende de dag
- **Gebruiksvriendelijk** – Past zich automatisch aan de luisteromgeving van uw kind aan
- **Moeiteloos** – Geen batterijen meer aanschaffen of verwisselen

Altijd aan

Sky B-PR kan met drie gebruiksvriendelijke producten worden opgeladen:

- Charger Case
- Mini Charger
- Power Pack



Presteert wanneer uw kind presteert

Phonak Sky B-PR biedt de geavanceerde functies van Sky B-hoortoestellen, inclusief AutoSense Sky OS en adaptieve SoundRecover2. Hiermee kunt u er altijd zeker van zijn dat uw kind kan profiteren van de beste prestaties, waar en wanneer hij of zij deze maar nodig heeft. Wanneer dit toestel wordt gecombineerd met Roger-technologie kunnen kinderen ingewikkelde alledaagse luistersituaties het hoofd bieden.

Veilig en robuust

- **Waterbestendig** (IP68-certificering)*** – Wanneer de hoortoestellen van uw kind nat worden, hoeft u ze niet te verwijderen
- **Robuust** – Sterk genoeg om de meest actieve levensstijl van kinderen bij te kunnen houden
- **Veilig** – De kindveilige toonbocht maakt het veilig voor nieuwsgierige handen en de geïntegreerde accu kan niet worden verwijderd
- **Statusmelding** – Het intuïtieve indicatorlampje bevestigt of het hoortoestel is ingeschakeld, of het Roger-programma actief is en geeft een waarschuwing wanneer de accu bijna leeg is.

* 16 uur horen, waarvan 10 uur met Roger-accessoires of via audio-streaming

** Roger-technologie kan worden gekoppeld via de ComPilot II met een Roger X of via Roger MyLink

*** IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de test van continue onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en de test van 8 uur in een stofkamer goed doorstaan (volgens de norm IEC60529), en er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing