

# Phonak Vitus™



De sleutel tot zelfverzekerd horen

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# De sleutel tot zelfverzekerd horen

---

## Vertrouwen op technologie

Phonak, wereldwijd een van de marktleiders op het gebied van gehoortechnologie, zet zich in om oplossingen te creëren die niet alleen innovatief zijn, maar ook levens kunnen veranderen.

We beschikken over het grootste portfolio hooroplossingen dat op de markt verkrijgbaar is en bieden oplossingen voor elke mate van gehoorverlies. Bovendien creëren we producten die perfect op uw behoeften aansluiten. Met Phonak Vitus en Vitus+ hebt u de keuze uit twee reeksen hoortoestellen, die zijn gebaseerd op technologie die uw leven verbeteren.

---

## De keuze is aan u

Ons nieuwe portfolio biedt een oplossing voor de meestvoorkomende dagelijkse situaties. Profiteer van:

- Bewezen Phonak-technologie
- Hoogwaardig geluid en goede hoorprestaties
- Duurzaamheid – water- en stofbestendig

### Phonak Vitus

Phonak Vitus biedt u de keuze uit drie, compacte achter-het-oor-modellen die geschikt zijn voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies. Dankzij de bedrijfseigen Phonak-technologie levert Vitus de prestaties die u het hardst nodig hebt.


### Phonak Vitus+

Phonak Vitus+ biedt u de keuze uit een discreet Receiver-In-Canal-hoortoestel, drie in-het-oor-modellen en drie achter-het-oor-hoortoestellen met meer functies. Dankzij de intuïtieve bedieningsknoppen is Vitus+ zeer gebruiksvriendelijk en beschikt over een automatische microfoon schakeling voor in uitdagende luistersituaties.

Vanwege de verschillende modellen kunt u altijd het juiste hoortoestel voor uw behoeften kiezen.

- Achter-het-oor-modellen
- Receiver-In-Canal-model
- In-het-oor-modellen

Uw mate van gehoorverlies en persoonlijke voorkeuren bepalen welke Vitus voor u het meest geschikt is.



## Belangrijkste eigenschappen

Dankzij de bewezen Phonak-technologie kunt u genieten van goede hoorprestaties. Vitus en Vitus+ beschikken over een aantal belangrijke functies, waarmee u uw gehoor een flinke boost kunt geven.



### Robuust en betrouwbaar

Vitus-hoortoestellen zijn vervaardigd uit een robuust composietmateriaal en bieden alledaagse luistersituaties het hoofd. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen: of u zich nu in de regen, sneeuw, de warmte of een stoffige omgeving begeeft.



### Aangepast aan uw persoonlijke behoeften

Uw audicien kan het hoortoestel perfect aan uw gehoorbehoeften aanpassen.

## Vergelijking van functies

Hieronder vindt u de verschillen tussen de Vitus en Vitus+, zodat u en audicien kunnen besluiten welke het beste bij u past.

Functie	Voordeel	Vitus	Vitus+
WhistleBlock	Geen hinderlijk gefluit	•	•
UltraZoom (optie voor directionele microfoons)	Spraakverstaan in rumoerige omgevingen	•	•
Single-base Automaat	Automatische activatie van UltraZoom in rumoerige omgevingen		•
SoundRecover	Maakt hoge tonen weer hoorbaar		•
QuickSync	Synchronisatie van beide hoortoestellen met één druk op de knop		•
Auto Acclimatization	Het hoortoestel past zich regelmatig automatisch aan zodat de overgang soepel verloopt		•
Waterbestendig IP68 <sup>1,2</sup>	Water- en stofbestendig	•	•
Compatibel met Roger <sup>3</sup>	Verbeter spraakverstaan op afstand en bij hard geluid	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	Flexibele aanpassing aan uw persoonlijke gehoor	4	6
Kleuropties	Uw voorkeuren op elkaar afstemmen	2	5

<sup>1</sup> IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529. Er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing.

<sup>2</sup> Niet bij in-het-oor-modellen van Vitus+

<sup>3</sup> Niet bij in-het-oor-modellen van Vitus+ zonder ringleiding

---

# Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)