

Etape 1 - Information générale

Centre :

Code Postal :

E-mail :

Référence client(e) :

Etape 2 - Audiogramme pour AOV

CA	Gauche :						
	Droite :						
		250	500	1000	2000	3000	4000
CO	Gauche :						
	Droite :						

Comment puis-je éviter le retard de ma commande ?

- Ajoutez un audiogramme pour l'AOV ou indiquez une ventilation. S'il n'est pas inclus, la commande sera retardée.
- Assurez-vous que tous les champs sont remplis. Si le formulaire est incomplet, la commande sera retardée.
- Faites une empreinte de qualité. Conseil : utilisez **EasyView Otoblock** pour un meilleur résultat. Consultez le site www.phonakpro.be pour plus d'informations.

Etape 3 - Produit



Virto I-Titanium

☐ L ☐ R

☐ I90 ☐ I70

TFG :

G : _____ D : _____

Gauche : ☐ M ☐ P ☐ SP

Droite : ☐ M ☐ P ☐ SP



Virto I-10 NW O

☐ L ☐ R

☐ I90 ☐ I70 ☐ I50 ☐ I30

Etape 4 - Niveau de Prestation

Etape 5 - Ecouteur

Etape 5 - Couleurs

Couleurs de la faceplate

☐ 26 Beige ☐ 14 Tan* ☐ 22 Cocoa ☐ 28 Marron* ☐ 06 Noir

Couleurs des coques en acrylique *Virto I-10 NW O uniquement

☐ 26 Beige ☐ 14 Tan ☐ 22 Cocoa ☐ 28 Marron ☐ 06 Noir ☐ 36 Transparent Rouge ☐ 37 Transparent Bleu

Etape 6 - Options

Produisez version standard ☐ ☐

Pour les options et les codes, voir la matrice de combinaison au verso.

Format	Le plus petit possible	☐ ☐
	Selection manuelle	☐ ☐
Ventilation	AOV (audiogramme requis)	☐ ☐
	AOV-O (Virto P-Titanium)	☐ ☐
	Selection manuelle	L: mm R: mm
Filtre	Cerustop (CS)	☐ ☐
	Selection manuelle	☐ ☐

*Virto I-10 NW O uniquement

Options

Options standards	EasyPhone & bouton poussoir	☐ ☐
	EasyPhone sans bouton poussoir	☐ ☐
	MiniControl sans bouton poussoir	☐ ☐
	Contrôle de volume*	☐ ☐
	T-Spoel	☐ ☐
Fil nylon	Transparent (21)*	☐ ☐
	Prolongé	☐ ☐
Locks	Canal lock	☐ ☐
	Helix Lock	☐ ☐
	Skeleton Lock	☐ ☐

Demandes spécifiques : _____

Sonova Belgium NV respecte votre vie privée et s'engage à traiter vos données privées dans le cadre de ce dossier.

Matrice de combinaison

		Virto I-Titanium 	Virto I-10 NW O 
Style Shell		IIC, CIC	IIC, CIC, M, C, HS, FS
Bouton poussoir	Standard	Pas de bouton poussoir (PX)	Bouton poussoir (PM1)
	Optionel	Bouton poussoir (PM1)	Pas de bouton poussoir (PX)
Contrôle de volume	Standard	-	Pas de contrôle de volume (VCX)
	Optionel	-	Contrôle de volume digital (VC3)
Telecoil	Standard	Pas de telecoil (TX)	Pas de telecoil (TX)
	Optionel	Telecoil passif (TP)	Telecoil passif (TP) (pas disponible en combinaison avec VC)
Fonction Magnetic Switch	Standard	MiniControl (DT5)	EasyPhone (DT4)
	Optionel	EasyPhone (DT6)	MiniControl (DT3) Pas de magnetic switch (RX)
Système Wax	Standard	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)
	Optionel	-	HF3 (H3) HF4 (H4)
Fil nylon	Standard	Fil nylon transparent (RF)*	Fil nylon transparent (RF)*
	Optionel	-	Fil nylon transparent long (RFE)

*IIC & CIC est produit standard avec fil nylon.

Information Titanium

Options Ventilation

AOV = ventilation optimisée acoustiquement.

Phonak définit le diamètre et le style appropriés de la ventilation en ce qui concerne l'audiogramme / la géométrie de l'échelle / le supprimeur de rétroaction et le gain de basse fréquence requis. Il s'agit du type de ventilation recommandé.

AOV-O = Ventilation optimisée acoustiquement.

Cette ventilation particulière est plus ouverte et est recommandée pour les nouveaux utilisateurs et clients sujets à l'occlusion.

Titanium FitGuide (TFG)

Mesurez la profondeur d'insertion possible. L'appareil est construit conformément à la TFG déclarée. Si la mesure se situe entre deux chiffres, utilisez le plus petit chiffre.

- **Côté M** - Pour les aides auditives avec un écouteur M
- **Côté P** - Pour les aides auditives avec un écouteur P
- **Les aides auditives avec un écouteur SP** - Sont construits sans informations FitGuide

Faites l'empreinte

Recommandations pour faire des empreintes profondes :

- Utilisez le EasyView Otoblock **1**
- Utilisez Dreve Otoform A softX 25 shore A (Ref. 2956) **2**
- Remplissez toujours complètement la conche avec du matériel à empreinte **3**
- L'encoche intertragale doit être visible **4**
- La longueur d'empreinte doit être au minimum la longueur de la TFG mesurée **5**

