

Phonak Virto™ R Infinio RightFit™

RightFit zorgt ervoor dat de Virto I-R zo klein mogelijk wordt gemaakt, of als volledige shell indien gewenst, met de aanbevolen venting (AOV¹) en luidsprekersterkte (AOR²), voor een optimale pasvorm en prestaties.

Als u liever uw eigen Virto R Infinio wilt samenstellen, gebruik dan pagina 2.

Stap 1 – Algemene Informatie

Centrum: _____

Postcode: _____

Email: _____

Klantenreferentie _____

Oorafdruk ingestuurd: ☐ Fysiek ☐ Scan

Audiogram (vereist voor RightFit, AOV¹ en AOR²)

	Hz	250	500	1K	2K	3K	4K
Links	AC						
Rechts	AC						

Stap 2 – Product



Zijde:

☐ L ☐ R

Prestatieniveau:

- ☐ 90 (063-0526-01)
☐ 70 (063-0527-01)
☐ 50 (063-0528-01)
☐ 30 (063-0529-01)

Faceplate-kleuren:

- ☒ 26 Beige
☐ 14 Tan
☐ 22 Cacao
☐ 28 Bruin
☐ 06 Zwart

Kleuren Acrylaat-schaal:

- ☐ 26 Beige ☐ 06 Zwart
☐ 14 Tan ☐ R/B Rood/Blauw
☐ 22 Cacao ☐ 21 Transparant
☐ 28 Bruin

Graag bevestigen of je een lader nodig hebt: ☐ Charger Virto I (075-0075-12)

De oplader zal net zoals de Virto's direct gefactureerd worden. Er geldt eveneens een retourperiode van 90 dagen

Stap 3 – Kies de RightFit voor jouw klant (audiogram vereist)

☐ RightFit: zo klein mogelijk (voor discretie en comfort)

Inclusief: AOV¹, AOR², Cerustop en trekkoordje

-OF-

☐ RightFit: Full Shell (voor slechte motoriek)

Inclusief: AOV¹, AOR², Cerustop en trekkoordje

Notities

Voor RightFit-bestellingen voert Phonak redelijke wijzigingen door, zonder contact met u op te nemen.

☒ = Standaard optie

¹ Acoustically Optimized Vent (AOV) ² Acoustically Optimized Receiver (AOR)

Stel je eigen Phonak Virto™ R Infinio samen.

Om de Virto R Infinio met Rightfit te bestellen, gebruik dan pagina 1.

Stap 1 – Algemene Informatie

Centrum: _____

Postcode: _____

Email: _____

Klantenreferentie _____

Oorafdruk ingestuurd: ☐ Fysiek ☐ Scan

Audiogram (vereist voor AOV¹)

	Hz	250	500	1K	2K	3K	4K
Links	AC						
Rechts	AC						

Stap 2 – Product



Zijde:

☐ L ☐ R

Prestatieniveau:

- ☐ 90 (063-0526-01)
☐ 70 (063-0527-01)
☐ 50 (063-0528-01)
☐ 30 (063-0529-01)

Faceplate-kleuren:

- ☒ 26 Beige
☐ 14 Tan
☐ 22 Cacao
☐ 28 Bruin
☐ 06 Zwart

Kleuren Acrylaat-schaal:

- ☐ 26 Beige ☐ 06 Zwart
☐ 14 Tan ☐ R/B Rood/Blauw
☐ 22 Cacao ☐ 21 Transparant
☐ 28 Bruin

Graag bevestigen of je een lader nodig hebt: ☐ Charger Virto I (075-0075-12)

De oplader zal net zoals de Virto's direct gefactureerd worden. Er geldt eveneens een retourperiode van 90 dagen

Stap 3 – Opties

Formaat	Zo klein mogelijk	☐
	Full Shell	☐
Ventilatie	AOV ¹ (Audiogram vereist)	☐
	Manueel geselecteerd	Links: mm Rechts: mm
Luidsprekersterkte	Links: ☐ M ☐ P ☐ SP ☐ UP	
	Rechts: ☐ M ☐ P ☐ SP ☐ UP	
Trekkoordje	Transparant	☒
	Geen Trekkoordje	☐

Wax Systeem	Cerustop	☒
	HF3	☐
	HF4	☐
Lock opties (Shell en lock hebben dezelfde kleur)	Canal lock	☐
	Helix lock	☐
	Skeleton lock	☐

☐ Bel me voordat je een wijziging aanbrengt.

Notities

☒ = Standaard optie

¹ Acoustically Optimized Vent (AOV)