

# Bestillingsformular

SlimTube, lydakupler og voksfiltre

## SlimTube, lydakupler og voksfiltre til Phonak høreapparater

### Hvad gør jeg?

Du kan enten gå ind på vores webbutik [www.phonak-butik.com](http://www.phonak-butik.com) eller ringe ind på vores ordretelefon 6441 7887 (#1 og derefter #2). Tidsrum for bestilling: 10-12. Du skal blot oplyse om de afkrydsede felter herunder, så får du tilsendt disse uden beregning. **Ved bestilling i vores webbutik:** Klik på Rabatkode/Gavekort i indkøbskurven og skriv rabatkoden AMGROS. Dermed vil du modtage din bestillingen uden beregning. Din bestilling bliver sendt med UPS.

Navn:

Adresse:

Tlf. nr:

Postnr./By:

Klinik:

Serienr. højre:

Serienr. venstre:

### Audéo/ Bolero

#### Lydakupler til Belong

Belong

Åben	S 1987	M 1988	L 1989
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lukket	S 1990	M 1991	L 1992
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power	S 1993	M 1994	L 1995
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### Bolero

#### SlimTube HE

● Højre		● Venstre	
0-R 0539	<input type="checkbox"/>	0-L 0543	<input type="checkbox"/>
1-R 0540	<input type="checkbox"/>	1-L 0544	<input type="checkbox"/>
2-R 0541	<input type="checkbox"/>	2-L 0545	<input type="checkbox"/>
3-R 0542	<input type="checkbox"/>	3-L 0546	<input type="checkbox"/>

Bemærk! Anvender du SlimTube med lydakupler husk også at bestille disse.

### Audéo/ Bolero/ Naída

#### Lydakupler SDS 4.0 til Lumity /Paradise/ Marvel

Lumity / Paradise / Marvel

Cap	S 0788	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open	S 0785	M 0786	L 0787
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vented	S 0809	M 0810	L 0811
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power	S 0820	M 0821	L 0822
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### Bolero/ Naída

#### SlimTube SDS 4.0

● Højre		● Venstre	
00-R 0885	<input type="checkbox"/>	00-L 0884	<input type="checkbox"/>
0-R 0795	<input type="checkbox"/>	0-L 0794	<input type="checkbox"/>
1-R 0798	<input type="checkbox"/>	1-L 0796	<input type="checkbox"/>
2-R 0823	<input type="checkbox"/>	2-L 0799	<input type="checkbox"/>
3-R 0825	<input type="checkbox"/>	3-L 0824	<input type="checkbox"/>

Bemærk! Anvender du SlimTube med lydakupler husk også at bestille disse.

### Virto/ Audéo

Filtre

CeruStop 098-0282	<input type="checkbox"/>
CeruShield* 098-0445	<input type="checkbox"/>

\*Kun til SDS 4.0 (Lumity / Paradise / Marvel)

Vi sender en 4 års pakke.

Ved yderligere behov kan der bestilles supplerende uden beregning.

# Bestillingsformular

SlimTube, lydakupler og voksfiltre

## Praktiske tips

---

### Hvornår skal jeg skifte?

#### SlimTubes

SlimTuben skal ikke skiftes særligt ofte. Hvis SlimTuben bliver misfarvet eller ikke længere har en ordentlig pasform, bør den skiftes. Typisk vil det være 1-2 gange årligt. I nogle tilfælde måske endnu sjældnere. Hvis du har høreapparater på begge ører, så skift begge sider samtidigt.

Bemærk! Hvis du har modellerne Audéo, Sky B-RIC eller Naída B-RIC, må du ikke selv skifte ledning.

#### Lydakupler

Lydakuplen skiftes typisk 3-4 gange årligt, da materialet her er mere blødt og fleksibelt. Det er vigtigt at lydakuplen føles behagelig, når den sidder i øregangen. Med tiden vil den blive mere stiv og så er det tid til at skifte. Kuplerne kan evt. vaskes med lunkent vand og sæbe og tørre natten over, skulle der stadig være fugt i dem brug da f.eks. en blæsebold til at tørre dem. Hvis du har høreapparater på begge ører, bør du skifte begge sider samtidigt.

#### CeruStop

Filteret skiftes typisk 1 x pr. måned. Det er vigtigt at CeruStop er fri for ørevoks. Det kan rengøres forsigtigt med en lille børste, så det ikke nødvendigvis skal skiftes, hvis filteret er blevet fri for ørevoks.

#### CeruShield

Filteret skiftes typisk 1 x i kvartalet. Det er vigtigt at CeruShield er fri for ørevoks. Det kan rengøres forsigtigt med en lille børste, så det ikke nødvendigvis skal skiftes, hvis filteret er blevet fri for ørevoks.

### Hvordan bestiller jeg?

Du bestiller online på vores webbutik [www.phonak-butik.com](http://www.phonak-butik.com), eller pr. ordretelefon 6441 7887 (#1 og derefter #2).

Ved bestilling via vores webbutik: Klik på Rabatkode/Gavekort i indkøbskurven og skriv rabatkode AMGROS.

Dermed vil du modtage din bestillingen uden beregning.

### Vedligeholdelse

Man kan selv gøre noget for at undgå at skulle skifte SlimTuben så ofte. Med SlimTuberne følger en lille tynd og fleksibel tråd. Den tynde tråd kan man føre gennem SlimTuben, hvis denne skulle være stoppet til med ørevoks. Skru SlimTuben af høreapparatet og før så den tynde tråd gennem SlimTuben, så evt. ørevoks bliver skubbet ud. Sæt herefter SlimTuben på høreapparatet igen og påsæt en ny lydakupel. Skulle du have mistet den tynde tråd, kan du bestille en ny som beskrevet ovenfor.

Bemærk! Hvis du har modellerne Audéo, Sky B-RIC eller Naída B-RIC, må du ikke selv skifte ledning.