

BG Einteilungsempfehlung Phonak

Kategorie 1 (Festbetrag)	Kategorie 2	Kategorie 3 (nach KVA)
Technische Eigenschaften/Ausstattung	Technische Eigenschaften/Ausstattung	Technische Eigenschaften/Ausstattung
<ul style="list-style-type: none"> • mindestens 4-kanaliger Verstärker • 3 oder mehr Programme • Rückkopplungsmanager • Störgeräuschunterdrückung • Mehrmikrofontechnik (außer bei IO Versorgungen) • T-Spule oder andere Kommunikationsverbindung nach Wahl des Akustikers, wenn erforderlich • Nano-Beschichtung bei Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> • mindestens 5-kanaliger Verstärker • 4 oder mehr Programme • Rückkopplungsmanager • Störgeräuschunterdrückung • Mehrmikrofontechnik (außer bei IO Versorgungen) • T-Spule oder andere Kommunikationsverbindung (FM-Anbindung, Audioeingang) • bei Bedarf externer Hörer 	<ul style="list-style-type: none"> • mehr als 6-kanaliger Verstärker • 4 oder mehr Programme mit automatischer Situationserkennung • Rückkopplungsmanager • Störgeräuschunterdrückung • Mehr-/Richtmikrofontechnik (außer bei IO-Geräten) • T-Spule oder andere Kommunikationsverbindung (FM-Anbindung, Audioeingang) • binaurale Kopplung • bei Bedarf externer Hörer
	<i>zusätzlich mindestens zwei der folgenden Merkmale</i>	<i>zusätzlich mindestens zwei der folgenden Merkmale</i>
	o binaurale Kopplung/Lisci Earphone	o binaurale Synchronisation
	o adaptive Direktionalität oder Mikrofon automatisch	o adaptive Direktionalität oder Mikrofon automatisch
	o Frequenztransformation (z.B. SoundRecover)	o Frequenztransformation (z.B. SoundRecover)
	o Windgeräuschmanager	o Windgeräuschmanager
	o Impulsschallunterdrückung	o Impulsschallunterdrückung
	o Easy Phone	o Easy Phone
	o kombinierte Tinnitus-/Hörgerätefunktion	o kombinierte Tinnitus-/Hörgerätefunktion
	o fernbedienbar	o bluetoothfähig
	o Learning Systems (selbstlernende Hörsysteme)	o fernbedienbar
	o Data Logging	o Learning Systems (selbstlernende Hörsysteme)
	o wasserresistent (entsprechend IP 67)	o Data Logging
	o Nano-Beschichtung	o wasserresistent (entsprechend IP 67)
		o Nano-Beschichtung
WHO 3	WHO 3	WHO 3
<ul style="list-style-type: none"> • Terra (alle Bauformen außer UP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Audéo I30 (alle Bauformen außer UP Hörer) • Audéo L30 / P30 (alle Bauformen außer UP Hörer) • Slim L30 • Naída L30 • Virto P30 • Terra+ (alle Bauformen außer UP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Audéo I70 - I90 Sphere (alle Bauformen außer UP Hörer) • Audéo I50 - I70 - I90 / L50 - L70 - L90 (alle Bauformen außer UP Hörer) • Slim L50 - L70 - L90 • Naída L50 - L70 - L90 • Virto P50 - P70 - P90
WHO 4	WHO 4	WHO 4
<ul style="list-style-type: none"> • Terra BTE-UP / RIC-312 (UP Hörer in cShell) 	<ul style="list-style-type: none"> • Audéo I30 (UP Hörer in cShell) • Audéo L30 / P30 (UP Hörer in cShell) • Naída L30-UP • Terra+ BTE-UP / RIC (UP Hörer im cShell) 	<ul style="list-style-type: none"> • Audéo I70 - I90 Sphere (UP Hörer in cShell) • Audéo I50 - I70 - I90 (UP Hörer in cShell) • Audéo L50 - L70 - L90 (UP Hörer in cShell) • Naída L50 - L70 - L90 UP