

Prüfschein

Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis -
Produktgruppe „Hörhilfen“ - 13.20.22.5

Antragsteller: **Sonova Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Phonak
Max-Eyth-Str. 20, 70736 Fellbach-Oeffingen, Germany**

Legal Manufacturer: **Sonova AG
Laubisrütistr. 28, 8712 Stäfa, Switzerland**

Label: **Phonak**

Typbezeichnung des Gerätes: **Phonak Virto P50-312 NW O (SP)**

| Nr. | geforderte Eigenschaft | Prüfergebnis | erfüllt |
|-----|---|--|---------|
| 1 | Bauartnummer | DHI 12622 | ja |
| 2 | Bauform | IdO | ja |
| 3 | Energiequelle | Batterie vom Typ 312 (PR41) | ja |
| 4 | Analog- oder Digitaltechnik | digitale Signalverarbeitung | ja |
| 5 | Mehrkanaligkeit | 16-kanalige Signalverarbeitung | ja |
| 6 | frontale Schallaufnahme | omnidirektionale Charakteristik | ja |
| 7 | Hörprogramme / Hörsituationen | 3 / 3 | ja |
| 8 | Zusätzliche Hörprogramme / -situationen | 1 | ja |
| 9 | Rückkopplungsunterdrückung | vorhanden | ja |
| 10 | Störschallunterdrückung | vorhanden | ja |
| 11 | Ausgangsschalldruckbegrenzung | vorhanden | ja |
| 12 | Verstärkung / OSPL90 max | 54 dB / 119 dB | ja |
| 13 | Frequenzmodifikation | vorhanden | ja |
| 14 | Impulsschallunterdrückung | nicht vorhanden | ja |
| 15 | Windgeräuschunterdrückung | nicht vorhanden | ja |
| 16 | Telefonspule | optional | ja |
| 17 | Audioeingang (DAI) | nicht vorhanden | ja |
| 18 | Datalogging | vorhanden | ja |
| 19 | manuelle Bedienelemente | optional Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel | ja |
| 20 | fernbedienbar | nein | ja |
| 21 | Bluetooth Audio | nicht vorhanden | ja |

**Die Bedingungen des Hilfsmittelverzeichnisses - Produktgruppe „Hörhilfen“- 13.20.22.5
vom 14. Dezember 2020 (gültig ab 01. April 2022) sind erfüllt.**



signiert
von: Dr. Hendrik Husstedt
am: 30.05.2022
um: 12:53:23 +02

Deutsches Hörgeräte Institut GmbH
Anschützstr. 1, 23562 Lübeck



Prüflaboratorium für Hörgeräte