

Phonak Kurzinformation

Phonak ComPilot



Was ist das?

Phonak ComPilot bietet Streaming- und Fernsteuerungsfunktionen, sowie gesprochene Meldungen (VoiceAlerts). Phonak ComPilot überträgt Sprache und Musik drahtlos und in Stereo, über Bluetooth an die Hörgeräte. Audioinhalte können auch über ein Audiokabel und FM mittels Eurostecker übertragen werden. VoiceAlerts sind gesprochene Meldungen, die über den Status des Phonak ComPilot informieren.



Wozu dient es?

Phonak ComPilot ermöglicht Hörgeräteträgern jeden Alters eine drahtlose Anbindung an fast jedes Kommunikations- oder Unterhaltungsgerät. Die Fernsteuerungsfunktion ermöglicht eine einfache Lautstärke- oder Programmsteuerung. Im Einzelnen kann dadurch ein Telefon in einer geräuschvollen Hörsituation genutzt, das Hörgerät diskret gesteuert oder Musik und TV in hoher Klangqualität genossen werden.

Wie wende ich es an?

Sie können den Phonak ComPilot direkt aus der Verpackung mit einem anderen Gerät verbinden oder Sie stellen den Phonak ComPilot erst über die Software individuell ein. Für den Gebrauch als Fernsteuerung muss Phonak ComPilot mit der Software konfiguriert werden.

1. Hörsysteme > Zubehör > ComPilot > Auswählen

2. Anpassung > Geräteoptionen > ComPilot > Grund- und Telefoneinstellungen



Weitere Informationen finden Sie auf
www.phonakpro.com/evidence-de

PHONAK
life is on