


EarPiece Decision Guideline



Hearing Instrument Compatibility Matrix

RIC Products	Receivers				
	xS	xP	xSP	xSP ^{plus}	xUP
Audéo B-10	•	•			
Audéo B-312	•	•			•
Audéo B-312T	•	•			•
Audéo B-13	•	•			•
Audéo B-R	•	•			•
Audéo V-10	•	•			
Audéo V-312	•	•		•	
Audéo V-312T	•	•		•	
Audéo V-13	•	•		•	
Naída V-RIC	•	•			•
Sky V-RIC	•	•			•
Audéo Q-10	•	•	•		
Audéo Q-312	•	•	•		
Audéo Q-312T	•	•	•		
Naída Q-RIC	•	•		•	
Sky Q-RIC	•	•		•	

xS Standard xReceiver
 xP Power xReceiver
 xSP SuperPower xReceiver
 xSP^{plus} SuperPower plus xReceiver
 xUP UltraPower xReceiver

NOTE: All Custom EarPieces with AOV will be delivered with an Acoustic Coupling Code that must be entered in Target to activate the AOV (Acoustically Optimized Vent) feature during fitting.

