

Phonak en un coup d'œil.

Phonak Audéo Sphere™ Infinio

Audéo Sphere Infinio est notre produit premium, offrant un niveau de clarté et de netteté de la parole qui dépasse de loin les technologies existantes. Il s'agit de la première aide auditive au monde à intégrer une puce de traitement du son RNP dédiée et exclusive : DEEPSONIC™.



Quelle est sa fonction ?

Équipée de la fonction Clarté de la Parole Sphérique optimisée par DEEPSONIC, Audéo Sphere Infinio assure aux patients la possibilité de suivre une conversation depuis n'importe quelle direction.¹ Audéo Sphere Infinio sépare instantanément la parole du bruit.

À qui est-elle destinée ?

- Pour les pertes auditives légères à profondes.
- Pour les patients qui ont besoin des meilleures performances de parole dans le bruit.

Comment puis-je en faire la démonstration ?

- Appareillez le patient avec des aides auditives d'essai Audéo Sphere Infinio (aide auditive, écouteur adapté, dôme obturant/Puissant).
- Diffusez du bruit ambiant intense à l'aide de haut-parleurs pour créer un environnement sonore diffus.
- Discutez avec le patient dans le cadre d'un programme manuel Situations calmes, face à lui, sur les côtés et de dos.
- Passez à un programme manuel Parole dans le Bruit Intense Sphérique (avec la fonction Clarté de la Parole Sphérique réglée sur la valeur par défaut).
- Discutez à nouveau avec le patient en vous plaçant face à lui, de côté et de dos. Demandez-lui quelles sont les différences perçues.

Quels sont les principaux avantages ?



DEEPSONIC ouvre la voie à un nouveau niveau de clarté de la parole, avec une puissance de traitement 53 fois supérieure aux technologies actuelles du marché.*



La fonction Clarté de la Parole Sphérique confère une compréhension vocale instantanée et étendue dans le bruit et étend l'accès à la parole provenant de toutes les directions.



Chaque mot compte. La fonction Clarté de la Parole Sphérique double les chances d'entendre et de comprendre chacun d'entre eux.¹

* Au moment du lancement du produit
1 Wright, A., et al. « Spheric Speech Clarity applies DNN signal processing to significantly improve speech understanding from any direction and reduce the listening effort. » Phonak Field Study News en préparation, attendue pour août 2024