

Lorsque je me concentre sur mon travail plutôt que sur mon audition, je profite de la vie.

Communiquer

Notre espace de travail peut aujourd'hui représenter un environnement d'écoute complexe. Pourtant, c'est là que la communication est la plus importante pour réussir.

Participer

Lorsque vous avez une perte auditive, vous devenez maître dans l'art de contourner les situations auditives complexes. Mais cela peut être très exigeant sur un plan émotionnel et physique, ce qui limite souvent votre capacité à participer et à engager des conversations avec vos collègues.

Contribuer

Vous pouvez utiliser les solutions Roger sans fil avec des aides auditives modernes. Elles améliorent votre compréhension dans le bruit et à distance et vous permettent d'interagir plus facilement au travail.

Nouvelle technologie MultiBeam révolutionnaire

Roger On, Roger Select et Roger Table Mic II sont équipés de la technologie MultiBeam. Grâce à plusieurs microphones tournés dans six directions, la parole est calculée et comparée sur un rayon à 360°. La direction offrant la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée.

Life is on*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Blog sur l'audition - www.ecouteetmoi.fr

Page Facebook - www.facebook.fr/phonakfrance



Roger™ au travail

Se concentrer sur son travail plutôt que sur son audition

La gamme Roger se compose de microphones et de récepteurs. Ils captent la voix de l'orateur et la transmettent aux récepteurs intégrés ou connectés à vos aides auditives, afin de vous permettre d'entendre clairement ce qui se dit à distance et dans le bruit.

Microphones Roger



Roger Table Mic II

Conçus pour les réunions, plusieurs microphones peuvent être connectés pour couvrir des réunions en grand groupe.



Roger Select™

Un microphone polyvalent qui sélectionne automatiquement la personne qui parle et qui est équipé du Bluetooth® pour les appels téléphoniques.



Roger On™

Bénéficiez de performances auditives optimales grâce à notre tout dernier microphone. Il peut être posé sur une table, tenu à la main ou porté par un intervenant. Les paramètres personnels sont facilement réglés grâce à l'application myRogerMic.

RogerDirect™

Les aides auditives Phonak Paradise et Marvel intègrent la technologie RogerDirect. Elle permet de diffuser le signal d'un microphone Roger directement dans les aides auditives sans connecter de récepteur externe.

Récepteur universel




Roger NeckLoop

Récepteur compatible avec les aides auditives et implants cochléaires de toutes marques. Il offre une retranscription écrite sur ordinateur.

Un financement de votre solution Roger est possible dans le cadre du maintien et de l'insertion au travail. Demandez conseil à votre audioprothésiste.

Roger excelle véritablement dans les situations avec un bruit ambiant ou les endroits où la source sonore est à distance :

Réunions en petit groupe ou au restaurant




Les réunions en petit groupe peuvent être difficiles pour les personnes portant des aides auditives. Placez un microphone sur la table de réunion et vous entendrez mieux vos collègues.

Réunions en grand groupe



Lors de réunions en grand groupe, plusieurs Roger Table Mic II seront d'une grande efficacité pour capter toutes les voix.

Réunions avec conférencier



Si le conférencier porte un microphone Roger qui fonctionne avec un microphone de table, vous pouvez entendre clairement ce que disent tous les participants.


Les autres situations dans lesquelles Roger peut vous aider à surmonter les obstacles de communication :

En voiture




Lorsqu'il y a un bruit perturbateur autour de vous, accrochez un microphone Roger autour du cou de votre collègue ou sur son col.

Ordinateur et retranscription



Les vidéoconférences et les appels par internet sont couramment utilisés au travail. Connectez simplement votre microphone Roger en utilisant le câble audio. Un récepteur NeckLoop connecté à l'ordinateur vous offre une retranscription écrite du son capté par le microphone Roger.

Appels



En connectant Roger On ou Roger Select à votre téléphone par Bluetooth, vous pouvez passer vos appels directement depuis votre aide auditive ou votre implant. Le Roger Select se connecte aussi sur les postes téléphoniques fixes IP.