


# Nouvelle exclusivité Roger

## Technologie MultiBeam

La théorie est simple : plus l'on comprend de mots, plus la communication est possible et agréable.

La technologie MultiBeam est une toute nouvelle fonction innovante de Phonak, intégrée aux nouveaux microphones Roger. Elle permet aux malentendants de bénéficier d'une meilleure compréhension de la parole dans des environnements complexes et de participer activement aux conversations de groupe.

Plusieurs microphones tournés dans six directions permettent de couvrir un rayon de 360° où la parole est calculée et comparée. La direction offrant la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée tout en garantissant une fluidité du dialogue.



Plus d'informations sur  
[www.phonakpro.fr/amenagement-travail](http://www.phonakpro.fr/amenagement-travail)

La technologie MultiBeam utilise plusieurs microphones orientés dans six directions, sélectionnant automatiquement la personne en train de parler.

## Life is on\*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. \*Et la vie s'exprime !

[www.phonakpro.fr](http://www.phonakpro.fr)

### Vos contacts privilégiés

#### James Chelim

Responsable des ventes Roger  
07 89 24 78 96  
[james.chelim@phonak.com](mailto:james.chelim@phonak.com)

#### Dr Christian Gauthier

Délégué Commercial Roger  
06 10 01 73 14  
[christian.gauthier@phonak.com](mailto:christian.gauthier@phonak.com)

**sonova**  
HEAR THE WORLD



## Aménagement du poste de travail pour malentendants

Une marque Sonova

**PHONAK**  
life is on

# Deux nouveaux microphones dédiés

## Roger Select™

Roger Select est un microphone polyvalent, idéal pour les situations professionnelles en milieu bruyant.

Lorsqu'il est placé sur une table, il sélectionne automatiquement et en toute discrétion la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à l'autre.

Quand plusieurs conversations ont lieu en même temps, l'auditeur appuie sur l'appareil pour sélectionner la conversation à laquelle il souhaite participer. L'appareil transmet également le son des dispositifs multimédia, tel qu'un ordinateur et offre une connectivité Bluetooth® pour les appels téléphoniques.



## Roger Table Mic II

Roger Table Mic II est un microphone dédié aux situations de réunions. Il sélectionne la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à un autre.

Plusieurs Roger Table Mic II peuvent être connectés afin de créer un réseau, idéal pour des réunions comportant un grand nombre de participants et pour les grandes salles de réunion.

Le microphone se branche sur les appareils multimédia, comme des ordinateurs. La télécommande permet par une simple pression d'activer ou de couper la transmission, et d'ajuster la distance de captation du son.



Les microphones Roger sont compatibles avec toutes les marques d'appareils auditifs via un récepteur Roger adapté.


# Qui répondent pleinement aux situations spécifiques en milieu professionnel

Quel que soit l'environnement, les microphones Roger sont toujours faciles d'utilisation et permettent aux malentendants de communiquer, de participer et de collaborer pleinement au travail.



### Petite réunion en milieu bruyant

Roger Select permet de sélectionner la ou les personne(s) avec qui on souhaite converser.




### Réunion téléphonique ou en groupe

Roger Table Mic II se place sur la table de réunion pour entendre la conversation téléphonique et les participants à la réunion.




### Réunion en grand groupe

Un réseau de plusieurs microphones Roger Table Mic II permet de participer pleinement à la réunion.



### Réunion avec conférencier

En complément de microphone(s) Roger Table Mic II, le conférencier porte sur lui un Roger Select qui capte sa voix car il est généralement plus éloigné.




### Conversation en tête-à-tête dans le bruit

L'interlocuteur porte le Roger Select autour du cou.



### Ordinateur et multimédia

Roger Table Mic II ou Roger Select se connecte sur n'importe quelle source sonore.



### Appel avec un téléphone fixe ou portable

Roger Select permet de se connecter au téléphone fixe en filaire ou au portable en Bluetooth.