



## Phonak France

Implantée depuis 1978, la filiale française Phonak met son expertise en matière de solutions auditives au service des personnes malentendantes.

Notre département Roger est dédié aux solutions adaptées aux besoins spécifiques du malentendant dans son environnement professionnel.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, Phonak met à votre disposition l'information sur la surdité en milieu professionnel, son expertise, les solutions techniques adaptées ainsi qu'un accompagnement dans les étapes du maintien et de l'insertion professionnelle.

Life is on\*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. \*Et la vie s'exprime !

[www.phonakpro.fr](http://www.phonakpro.fr)



## Aménagement du poste de travail pour malentendants

Solutions auditives Roger™ Worklife



## Leader mondial

Phonak est une marque du groupe Sonova, leader mondial des solutions auditives. Le siège social est basé à Stäfa, en Suisse.

Depuis sa création en 1947, Phonak ne cesse d'innover dans le domaine des solutions auditives pour changer la vie des malentendants, émotionnellement et socialement.

Nous sommes convaincus qu'il est possible de faire tomber les barrières et de créer un monde où la vie s'exprime.

Passion. Engagement. Innovation.



## Vos contacts privilégiés

James CHELIM

Responsable des ventes Roger  
07 89 24 78 96  
[james.chelim@phonak.com](mailto:james.chelim@phonak.com)



Dr Christian GAUTHIER

Délégué commercial Roger  
06 10 01 73 14  
[christian.gauthier@phonak.com](mailto:christian.gauthier@phonak.com)



Phonak - Sonova France

5 rue Maryse Bastié CS 80605  
69675 Bron Cedex, France  
0 821 02 7000  
[roger.fr@phonak.com](mailto:roger.fr@phonak.com)

Pour toutes informations techniques,  
demandez le support technique Roger

sonova  
HEAR THE WORLD

028-1753-04 / 2018-05 / Imprimé en France © Phonak AG Tous droits réservés

Une marque Sonova

PHONAK  
life is on

## Sonova en quelques chiffres...

Plus de **70** ans  
d'expérience



**14 000**  
employés dans le monde



Présent  
dans plus de **100** pays



# Technologie de pointe Roger

Notre espace de travail peut aujourd'hui représenter un environnement d'écoute complexe. Pourtant, c'est là que la communication est la plus importante pour réussir.

Les personnes ayant une perte auditive ont tendance à contourner les situations auditives complexes. Mais cela peut être pénalisant, émotionnellement exigeant et limite souvent leur capacité à participer et à engager des conversations.

Bien que modernes et innovantes, les aides auditives ont leurs limites face aux environnements sonores complexes.

## Une réponse adaptée aux besoins de chacun

Dans les situations face à plusieurs personnes, en présence de bruit ambiant ou lorsque la source sonore est à une certaine distance, comme en réunion, les aides auditives nécessitent un coup de pouce.


La technologie Roger™ comble le manque de compréhension dans le bruit et à distance, en transmettant sans fil la voix de l'orateur directement à l'auditeur. Fonctionnant sur la largeur de bande 2,4 GHz, Roger est accessible librement partout dans le monde.

- **Clarté sonore**, avec des performances auditives reconnues par les professionnels et les utilisateurs.
- **Simplicité maximale**, connexion des appareils par une simple pression sur un bouton.
- **Totalement compatible**, avec presque tous les appareils auditifs et implants cochléaires, quelle que soit la marque.
- **Transmission sécurisée**, garantissant la sécurité et la confidentialité de transmission.


## Technologie MultiBeam

La technologie MultiBeam est une fonction innovante intégrée aux nouveaux microphones Roger. Elle permet d'accroître davantage la compréhension de la parole dans les environnements complexes et de participer activement aux conversations de groupe.

Plusieurs microphones tournés dans six directions permettent de couvrir un rayon de 360° où la parole est calculée et comparée. La direction offrant la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée.



# Se concentrer sur son travail plutôt que sur son audition



# Solutions Roger

## Roger Table Mic II

Roger Table Mic II est un microphone dédié aux situations de réunions. Doté de la technologie MultiBeam, il sélectionne automatiquement la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à un autre.



Plusieurs Roger Table Mic II peuvent être connectés afin de créer un réseau, idéal pour des réunions comportant un grand nombre de participants et pour les grandes salles de réunion.

Le microphone se branche sur les appareils multimédia, comme des ordinateurs. La télécommande permet par une simple pression d'activer ou de couper la transmission, et d'ajuster la distance de captation du son.

## Roger Select™

Roger Select est un microphone polyvalent, doté de la technologie MultiBeam et idéal pour les situations professionnelles en milieu bruyant.



Lorsqu'il est placé sur une table, il sélectionne automatiquement et en toute discrétion la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à l'autre.

Quand plusieurs conversations ont lieu en même temps, l'auditeur appuie sur l'appareil pour sélectionner la conversation à laquelle il souhaite participer. L'appareil transmet également le son des dispositifs multimédia, tel qu'un ordinateur et offre une connectivité Bluetooth® pour les appels téléphoniques.

## Roger Pen

Roger Pen est un microphone sans fil polyvalent et élégant, qui permet de comprendre la parole dans le bruit et à distance. Il réduit le bruit ambiant et permet de suivre les conversations en tête-à-tête ou en petit groupe de trois personnes. Il est équipé de la technologie Bluetooth™ qui simplifie les appels avec les téléphones portables.



Pour plus d'informations sur les solutions Roger et accéder aux guides de sélection et de compatibilité des produits, rendez-vous sur :

[www.phonakpro.fr/amenagement-travail](http://www.phonakpro.fr/amenagement-travail)

