



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™ ✓ P30-312 (Essentiel)

PHONAK



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Réglage à distance



Gestionnaire d'acouphènes

Description

Basée sur la plateforme Paradise, Phonak Virto P-312 est une aide auditive dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à sévère. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques

		30
Performances	Niveau de performances	Essentiel
	Canaux de réglages	12
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	
	Musique	
	Confort dans le bruit	
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	
	Réhausseur de parole	
	Gestion du vent - <i>NoiseBloc</i>	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>Compression</i>	●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	1
	Traitement Binaural - <i>TBVS</i>	●
LPP	Classe	1

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Ecole, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Non
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

05-2023 ©Phonak. Fabricant : Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (Suisse). Sonova France SAS, 5 rue Maryse Bastié, 69500 Bron. Société au capital social de 1 000 040 €. Numéro SIREN : 314036682. R.C.S Lyon. Lire attentivement la notice (www.phonak.fr/modes-emploi). Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence. iOS est une marque déposée ou une marque de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays. Android est une marque de Google LLC.