



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Bolero™

- M90-M (Premium)
- ✓ M70-M (Avancé)
- M50-M (Standard)



**PHONAK**  
life is on™



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Connectivité universelle (MFA\*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T

## Description

Bolero M-M est un contour d'oreille qui réunit le meilleur de la performance et de la fiabilité dans un boîtier design et robuste. Bolero M-M est dédiée aux pertes auditives légères à moyennes et offre une excellente qualité d'écoute grâce à un gain supérieur à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Bolero M-M permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

## Caractéristiques

		90	70	50
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé	Standard
	Canaux de réglages	20	16	12
	Bandes de filtrage de la compression	64	64	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●●	●●	●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●	●●	●
LPP	Classe	II	II	II

## Connectivité

Connexion TV et multimédia	Airstream
Connectivité Roger	RogerDirect
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth HFP, A2DP
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth BLE

## eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui
Journal auditif (Hearing Diary)	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®\*\*).

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger Select, Roger TouchScreen
Vie quotidienne et loisirs	Roger Select, Roger Pen

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

\*MFA - Made For All - Connectivité universelle \*\*Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr/bolero marvel](http://www.phonak.fr/bolero marvel)

\*la vie s'exprime