



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Bolero™ ✓ M30-M (Essentiel) ●

PHONAK
life is on™



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes

Description

Bolero M-M est un contour d'oreille qui réunit le meilleur de la performance et de la fiabilité dans un boîtier design et robuste. Bolero M-M est dédiée aux pertes auditives légères à moyennes et offre une excellente qualité d'écoute grâce à un gain supérieur à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Bolero M-M permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

| | | 30 |
|----------------------------|---|-----------|
| Performances | Niveau de performances | Essentiel |
| | Canaux de réglages | 8 |
| | Bandes de filtrage | 64 |
| AutoSense OS™ 3.0 | Parole en voiture | |
| | Situation réverbérante | |
| | Parole dans le bruit intense | |
| | Musique | |
| | Confort dans le bruit | |
| | Parole dans le bruit | ● |
| Gestion de l'environnement | Situation calme | ● |
| | Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i> | - / ● |
| | Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i> | ● |
| | Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i> | - / ● |
| | Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i> | 1 |
| LPP | Traitement Binaurale - <i>TBVS</i> | ● |
| | Classe | I |

Connectivité

| | |
|--|---------------------|
| Connexion TV et multimédia | Airstream |
| Connectivité Roger | RogerDirect |
| Téléphonie et multimédia - Android / iOS | Bluetooth HFP, A2DP |
| Application Smartphone - Android / iOS | Bluetooth BLE |

eSolutions

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Suivi à distance (Remote Support) | Oui |
| Télécommande via application | Oui |
| Ajustement personnalisé | Oui |

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

| | |
|----------------------------|---|
| Interlocuteur unique | PartnerMic |
| Pour le travail | Roger Table Mic |
| Pour l'école | Roger On, Roger Select, Roger TouchScreen |
| Vie quotidienne et loisirs | Roger On, Roger Select |

Autres situations

| | |
|--------------------|---------------|
| Pour la télévision | TV Connector |
| Télécommande | RemoteControl |

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.