



FICHE DEVIS PATIENT

PHONAK

Phonak Naída

- P90-UP (Premium) ● ● ●
- ✓ P70-UP (Avancé) ● ●
- P50-UP (Standard) ●



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth® stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T

Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Naída P-UP est une solution contour d'oreille conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Naída P-UP est dédiée aux pertes auditives sévères à profondes et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 70 dB. Alimenté par une pile de taille 675, ce modèle offre une très bonne autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Naída P-UP permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

| | | 90 | 70 | 50 |
|-------------------------------------|---|-----------|---------|----------|
| Performances | | Premium | Avancé | Standard |
| Niveau de performances | | | | |
| Canaux de réglages | | 20 | 20 | 16 |
| Bandes de filtrage | | 64 | 64 | 64 |
| AutoSense OS™ 4.0 NOUVEAU | Parole en voiture | ● | | |
| | Situation réverbérante | ● | | |
| | Parole dans le bruit intense | ● | Manuel | |
| | Musique | ● | ● | |
| | Confort dans le bruit | ● | ● | ● |
| | Parole dans le bruit | ● | ● | ● |
| | Situation calme | ● | ● | ● |
| Gestion de l'environnement | Suppression dynamique du bruit NOUVEAU | ● | | |
| | Renforcement de la parole NOUVEAU | ● | | |
| | Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i> | ●●● / ●●● | ●● / ●● | - / ● |
| | Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i> | ●●● | ●● | ● |
| | Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i> | ●●● / ●●● | ●● / ●● | - / ● |
| | Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i> | 33 | 12 | 1 |
| Traitement Binaurale - <i>TBVS</i> | ●●● | ●● | ● | |
| LPP | Classe | II | II | II |

Connectivité

| | |
|--|--|
| Connectivité audio Phonak | Roger™ / AirStream™ |
| Téléphonie et multimédia - Android / iOS | Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées |
| Application Smartphone - Android / iOS | Bluetooth® BLE 6 appairages |

eSolutions

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Suivi à distance (Remote Support) | Oui |
| Télécommande via application | Oui |
| Ajustement personnalisé | Oui |
| Journal auditif (Hearing Diary) | Oui |

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Interlocuteur unique | PartnerMic™ |
| Pour le travail | Roger Table Mic |
| Pour l'école | Roger Select™, Roger TouchScreen™ |
| Vie quotidienne et loisirs | Roger Select™, Roger Pen™ |

Autres situations

| | |
|--------------------|---------------|
| Pour la télévision | TV Connector |
| Télécommande | RemoteControl |

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.