



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Naída ✓ P90-UP (Premium) ●●●

PHONAK



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth® stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T

Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Naída P-UP est une solution contour d'oreille conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Naída P-UP est dédiée aux pertes auditives sévères à profondes et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 70 dB. Alimenté par une pile de taille 675, ce modèle offre une très bonne autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Naída P-UP permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

		90
Performances	Niveau de performances	Premium
	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 4.0 NOUVEAU	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	●
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit NOUVEAU	●
	Renforcement de la parole NOUVEAU	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●
LPP	Classe	II

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui
Journal auditif (Hearing Diary)	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger Select™, Roger TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger Select™, Roger Pen™

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.