



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto B90-10 O
 B70-10 O
 ✓ B50-10 O
 B30-10 O

PHONAK
 life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Belong
 Classe : II Pile : 10

Pertes auditives :
 Légères à
 moyennement-sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Nb de canaux : | 20 16 12 8 | Nb de prog. auto. : | 6 4 3 2 | Prog. auto. : | AutoSense OS |
| | ✓ | | ✓ | Prog. de diffusion : | Roger/FM - Bluetooth |
| Nb de micro : | 1 | Nb de prog. sup. : | 5 max | RogerReady/Directionnel : | - |
| Niveau de sortie max. (dB SPL)* | 109/115/119 120/125/129 | Gain max. (dB)* : | 40/50/60 50/60/70 | Consommation (mA)** : | 1,2/1,2/1,2 |

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP. **Consommation selon IEC 60118-0 : 2015.

FONCTIONNALITÉS

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Traitement et optimisation de la parole | ✓ SoundRecover2 | Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible. |
| | Speech in Wind | - |
| | ✓ FlexControl | Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort. |
| | ✓ FlexVolume | Ajustements ciblés sur la parole. |
| | Balance Environnementale | - |
| | DuoPhone | - |
| | Booster Large Bande | - |
| Directivité microphonique | UltraZoom | - |
| | UltraZoom et RSB-Plus | - |
| | Real Ear Sound | - |
| | StereoZoom | - |
| | ZoomControl | - |
| Qualité sonore | WindBloc | - |
| | ✓ NoiseBloc | Réduction haute résolution des sons gênants. |
| | EchoBloc | - |
| | SoundRelax | - |
| Anti larsen | ✓ LarsenBloc | Élimine les sifflements. |
| Option de mémoire | ✓ DataLogging | Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien. |
| Autres options | QuickSync | - |
| | ✓ Tinnitus Balance | Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes. |
| | ✓ auto Acclimatation | Augmentation automatique du gain avec durée ajustable. |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | | | |
|------------------------|------|-------------------------------|-----|
| Bouton-poussoir : | Oui | Résistant à l'eau : | Oui |
| Contrôle de volume : | Oui | Couplage acoustique : | - |
| Bobine d'induction : | Oui | Compatibilité CROS / BiCROS : | Non |
| Indice de protection : | IP68 | Poids (g) : | - |
| Entrée audio directe : | Non | Témoin lumineux : | Non |

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|
| Microphones Roger : | Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Touchscreen Mic | Télécommandes : | ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App |
| Microphone Bluetooth : | RemoteMic | Connectivité : | TVLink II, DECT II, EasyCall II |

Pour plus d'informations, www.phonakpro.fr/virto-b